

КОМПЛЕКСНЫЙ

ПОДХОД *with*



Deta
Elis
Holding
Здоровье
Инновации
Человек



ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA AP

№ п/п	Название программы	Описание программы
1	Нет стафилококкам	<p>По статистике 20% населения являются постоянными носителями стафилококка. Стафилококк является довольно частым возбудителем инфекционных заболеваний, поражающих кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, также опорно-двигательный аппарат. Основной причиной заражения часто является больница и врачи, которые становятся хроническими переносчиками бактерии и люди, которые принимали антибиотики. Стафилококки обуславливают вторичные заболевания при гриппе, ранах, инфекциях, послеоперационные нагноения, а также может вызвать пищевые отравления. Программа убирает причину инфекции, способную оказать губительное воздействие на организм человека. Он эффективен и в качестве комплексного воздействия при заболеваниях, вызванных этими бактериями.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от снижения проявления инфекции.</p>
2	Нет стрептококкам	<p>Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе которых встречаются и патогенные. Они как правило обитают на кожном покрове человека, в дыхательных путях, кишечнике. Могут вызывать острые воспаления ЛОР-органов, мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. Стрептококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может привести к поражению суставов, сердца, почек, гаймориту и др. Программа эффективна при ангине, отите, гайморите как в комплексном воздействии, так и отдельно.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от стихания проявления инфекции.</p>
3	Нет хламидиям	<p>Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями. Поражаются в основном органы мочеполовой сферы. Женщины более восприимчивы к этой инфекции, дети могут инфицироваться при прохождении через родовые пути матери. Хламидиоз может спровоцировать серьезные осложнения, поэтому очень важно вовремя проводить меры по предупреждению заболевания, соблюдая правила гигиены и используя DeVita технологии.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-3 месяцев.</p>
4	Нет хеликобактеру	<p><i>Helicobacter Piloni</i> – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества заболеваний (гастриты, язвы, гепатиты и многие другие). По данным ВОЗ хеликобактериозом заражено 60 % населения Земли. Инфицирование происходит очень легко и часто считается семейным заболеванием, т. е. при заражении одного члена семьи вероятность заражения остальных составляет 95 %. Зачастую передача паразита происходит в результате общего использования средств личной гигиены, посуды, при поцелуе. Такие симптомы, как изжога, вздутие, боль, тяжесть в желудке могут быть вызваны этим микроорганизмом.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
5	Стоп бактерии	<p>К бактериальным инфекциям относится огромная группа заболеваний, причиной которых являются микроорганизмы – бактерии. Самым важным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией является выделение бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию организма и повреждают внутренние органы. Программа «Стоп бактерии» применяется для снижения выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхательной системы, вызванной такими формами как пневмококк, листерия, клебсиелла.</p> <p>Применение: ежедневно до исчезновения признаков инфекции.</p>
6	Без гепатита А	<p>В развивающихся странах и в тех местах, где пренебрегают правилами гигиены очень высока вероятность заболеваемости вирусным гепатитом А. Т. к. передается вирус через грязные руки, пищу, воду, даже соленую. Если вы планируете поездки в страны Азии, Африки необходимо принять соответствующие меры безопасности: соблюдайте гигиену, пейте только бутилированную воду, используйте программу «Без гепатита А» при первых подозрениях на наличие инфекции у вас или окружающих.</p> <p>Применение: ежедневно до 2-3 раза в сутки, минимум 1 месяц.</p>

7	Без токсинов	<p>Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как детокс-программу после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. В отличие от других детоксикационных программ не затрачивает энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: один раз в день после противопаразитарных программ. Входит в состав большинства автоматических программ.</p>
8	Стоп герпес зостер	<p>Заболевание, вызываемое данным вирусом называют опоясывающий лишай. Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм вируса зостер), то вирус остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. Программа направлена на уничтожение вируса и снятие основных признаков его проявления.</p> <p>Применение: ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения нежелательных проявлений. Минимум 1 месяц. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p> <p>Внимание: при ветряной оспе программа не используется.</p>
9	Стоп герпес симплекс	<p>Простой герпес известен человечеству с древних времен. Каждый третий человек может являться вирусоносителем. Локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Снижение иммунитета при переохлаждении или перегревании, во время инфекционных заболеваний или периоде менструации у женщин способствует появлению неприятных высыпаний на слизистых. Передается вирус преимущественно при контакте жидкостей тела зараженного человека (кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует появлению признаков инфекции на слизистых.</p> <p>Применение: при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза в день в течение 1 месяца. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p>
10	Стоп герпес	<p>Носителями вируса является более 90% всех людей на планете. Заразиться можно различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а так же воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить воспалительные и болевые проявления.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день в течение месяца совместно с программой «Стоп герпес зостер» или «Стоп герпес симплекс».</p>
11	Здоровая лимфа	<p>Лимфа – жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании водного баланса, гомеостаза микросреды клеток и способная вымывать патологические микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфообращения лимфа не справляется со своими основными задачами, что приводит к возникновению патологического процесса. Программа способствует нормализации лимфооттока, укреплению стенок лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфоузлов, что ведет к уменьшению отечности и лучшему оттождению метаболитов из тканей.</p> <p>При использовании программы повышаются защитные силы организма.</p> <p>Применение: по необходимости используют 1 раз в день или согласно схемам комплексов (входит в автопрограмму «Очищение»)</p>
12	Антипростуда	<p>Простуда — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Возбудителями являются респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцициальный вирус), поражающие верхние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, заразны, т. к. передаются воздушно-капельным путем и не лечатся антибиотиками. Осложнения после перенесенной простуды — риниты, синуситы, отиты и прочее. Очень часто на ослабленный организм может произойти наложение бактериальной инфекции. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с противобактериальными «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам». Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию местного иммунитета.</p> <p>Применение: при первых признаках простуды первые 3 суток -до 2-3 раз в день. Далее 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.</p>

13	Стоп плесень и грибки	<p>Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Современная отапливаемая квартира или частный дом представляют собой отличную обитель для плесени и грибов. Любимая среда обитания плесени – ванны комнаты, библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в организм с пищей, водой, воздухом, со старыми пыльными вещами. Плесневые грибы вызывают аллергию, причем не только ингаляционную, но и перекрестную реакцию на коже. Плесень может проникать через кожный барьер везде, где мы паримся, где мы ходим босиком, везде, где для плесени есть условия (влажность, температура, органические остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи с изменением ткани этих органов.</p> <p>Для предупреждения грибковых инфекций и снижения проявления аллергических реакций рекомендуется использование программы «Стоп плесень и грибки». Программа эффективна против аспергиллы.</p> <p>Применение: 1-3 раза в день 4 недели. При проблемах с кожей и ногтями используют комплексно с программой «Без грибка».</p>
14	Стоп кандиды	<p>Программа защищает Вас от заражения таким распространённым грибом, как кандида. Она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета кандиды начинают активно размножаться и вредить организму. Заболевания вызывают и патогенные кандиды, которые попадают в организм с продуктами питания, через предметы обихода, после употребления сильнодействующих антибиотиков, при половом акте с зараженным партнером. Проявляются симптомы в виде аллергических высыпаний на коже, молочницы, боли и жжения в половых органах, дисбактериозе. Предупредите размножение кандиды, используя программу «Стоп кандиды».</p> <p>Применение: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. Комплексно с программой «Нет простейшим».</p>
15	Без грибка	<p>Грибковые заболевания человека относятся к группе инфекционных заболеваний, вызываемых болезнетворными грибами. Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что зачастую пораженные грибком участки являются открытой дорогой для возбудителей множества различных инфекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Лечение требует комплексного подхода и соблюдения правил гигиены. Программа активно борется с такими грибами как трихофитон, микроспорум, мунор.</p> <p>Применение: В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями рекомендуется использование программы каждый раз после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком. При наличии в организме грибковой инфекции программу используют 1-2 раза в день в течение месяца.</p>
16	Нет простейшим	<p>Программа защищает Вас от негативного действия большого количества простейших. Ими болеет каждый пятый человек, и заражается он через грязные руки или пораженные продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие его, постоянное чувство утомления, депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа. Конечно, все эти признаки мешают Вашей жизни, да к тому же, Вы можете заразить и своих близких. Программа воздействует на амебу, лямблий, уничтожая их. Соблюдая правила личной гигиены, а так же «золотое правило» – не пить воду из под крана и регулярно используя программу «Нет простейшим» в качестве профилактики, Вы будете защищены от этих микроорганизмов.</p> <p>Применение: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14 дней. При повторном инфицировании необходимо выявить источники заражения.</p>

17	Интимное здоровье	<p>Возбудителей заболевания органов мочеполовой сферы очень много и зачастую причиной болезни является не один микроорганизм, а несколько. Инфекции могут протекать в острой форме или в хронической. Хроническая инфекция со временем может вызвать сужение уретры, воспаление суставов, привести к бесплодию и увеличить риск внематочной беременности. Периодически во время простуды или эмоциональных перегрузок могут возникать обострения. Инфекции, в основном, передаются при половом акте, а некоторые и при рождении от больной матери. Такие паразиты как уреоплазма может годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики и никак себя не проявляя. Главный фактор защиты организма — нормальная микрофлора, и современные DeVita технологии, которые пагубно воздействуют на паразитарную флору, поддерживая естественные защитные силы организма. Программа эффективно борется с такими паразитами как уреоплазма, токсоплазма, микоплазма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>
18	Без шистосом и трематод	<p>Трематоды — плоские черви, способные вызвать у человека различные серьезные заболевания. Могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечнике, легких. Заражение происходит при жевании травянок, особенно вблизи водоемов или во время купания в них, при употреблении плохо промытой зелени или салата, а также не до конца приготовленного мяса крупного рогатого скота, рыбы. Программа направлена на выведение большинства видов трематод, в том числе и шистосом, независимо от стадии их развития и локализации в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 14 дней.</p>
19	Без нематод и аскарид	<p>С невымытыми фруктами, плохо приготовленным мясом, грязными руками к нам в рот могут попасть яйца глистов, которые не видны невооруженным глазом. Глисты, живя в организме хозяина, питаются его тканями, «отбирают пищу» у человека (поэтому хочется много кушать), выделяют токсичные вещества. Человек худеет, у него выпадают волосы, шелушится кожа. Наиболее часто встречающиеся гельминты — аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид вызывает аллергическую реакцию, которая может проявляться в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под действием программы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. Людям, имеющим домашних животных, маленьких детей и профессии, связанные с работой с животными, рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия 1 раз в квартал.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>
20	Стоп паразиты общая	<p>В организм человека паразиты внедряются через кожные покровы, а также могут заноситься в организм с пищей, водой, пылью. У многих людей, ведущих здоровый образ жизни, наблюдаются нарушения состояния здоровья из-за наличия паразитов. Оздоровление организма (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дает выраженного положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих хронических заболеваний: холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит, колит, сахарный диабет, бронхиальная астма, дерматит. Такие проблемы как: хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкие ногти и волосы, проблемная кожа, головные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета – могут быть сигналами текущего паразитоза. Все паразитарные заболевания страшны тем, что они отлично маскируются под другие болезни. Профилактика паразитарных заболеваний – это, прежде всего соблюдение гигиенических норм общественного поведения, использование программ «Стоп паразиты общая». Эти меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья окружающих людей.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>

21	Стоп паразиты ЖКТ	<p>Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких заболеваний как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. Их присутствие в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и снижение усвоения питательных веществ. Токсические вещества, которые выделяют паразиты, вызывают боли в суставах и мышцах, поражают центральную нервную систему. Способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокойства, нарушения сна. Программа направлена на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной железы.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через 14 дней курс повторить.</p>
22	Антигрипп	<p>Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста. Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн. человек. При тяжелом течении гриппа возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается очень легко, воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение разных штаммов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.</p> <p>Применение: для предупреждения гриппа во время эпидемии программа применяется 1 раз в 2 дня. При необходимости — ежедневно до 2-3 раз в день, чередуя ее с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное использование с программами «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп кандиды» во избежание бактериальной и грибковой отягощенности, а также программами «Антивирус», «Антипростуда».</p>
23	Стоп грипп базовая	<p>Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям. Грипп всегда начинается остро и быстро (от момента заражения до первых признаков проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является повышенная температура тела (40 °C и выше). Такая температура может сохраняться больше 5 дней, что вызывает: одышку или нарушение дыхания, нарушение сознания, судороги. У людей с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких детей такая температура приводит к инфекционно-токсическому шоку (состояние, когда отказывают жизненно важные органы). Используя программу «Стоп грипп базовая» вы сможете облегчить состояние больного, а при комплексном использовании нескольких программ против вирусов гриппа, достаточно быстро восстановить свое здоровье не допуская осложнений.</p> <p>Применение: при первых признаках проявления гриппа с повышенной температурой тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередуя ее с программой «Антигрипп». Обязательно обильное питье и соблюдение правил личной гигиены.</p>
24	ЖКТ в порядке	<p>Кишечная инфекция – заболевание возникающее при попадании в организм определенных возбудителей патогенных вирусов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики. Сопровождается кишечная инфекция: тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры. При вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покраснение горла, а также боли, возникающие при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. Программа направлена на уничтожение вируса кишечного гриппа – ротавируса и патогенных штаммов кишечной палочки, поможет нормализовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>
25	Помощь в отравлении	<p>При попадании в организм с пищей, водой, через слизистые дыхательных путей энтеробактерий или энтеровирусов развивается инфекция, которую в народе называют отравление. Данная инфекция способна иметь скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головная боль, боль в мышцах, в брюшной области, повышение температуры, рвота, расстройство стула. В последствии может привести к серьезным поражениям органов. Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают энтеровирусы и некоторые виды сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, снижает вероятность осложнений.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>

26	Антивирус	<p>Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус. Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой природой. Так как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки нет, они являются только внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит сложность их уничтожения. Передаваться вирусы могут воздушно-капельным путем, через различные предметы, поцелуи и половым путем. Большая роль в полном истреблении вирусов в организме принадлежит иммунитету. Программа «Антивирус» направлена на борьбу с различными вирусами и в частности цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр. Также используется с целью ослабления любых штаммов вирусов и усиления иммунитета организма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>
27	Дренаж общая	<p>Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсичных веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма. Кроме того вследствие заболевания или травмы возможно нарушение естественного оттока содержимого из полости раны или органа. Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы может вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека. Используя программу «Дренаж общая» вы защитите свой организм от лишней токсической нагрузки, которую он испытывает при различного рода заболеваниях или повреждениях. Программа направлена на нейтрализацию и выведение токсинов из организма, при этом не нагружая лимфатическую систему.</p> <p>Применение: однократно после использования любой из программ прибора DeVita AP. Входит в автопрограмму «Очищение».</p>
28	Дренаж антитоксический	<p>Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которое приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих тяжелых хронических заболеваний, преждевременному старению организма.</p> <p>Дренаж тканей, является средством детоксикации тканевого сектора, способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических процессов и общего состояния организма.</p> <p>Применение: при сильной интоксикации ежедневно и совместно с программой «Дренаж общая»</p>
29	Менсиканка детокс	<p>Система глубокого полного очищения организма, которая была предложена Р. Райфом. Программа способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов, улучшению дренажной функции лимфатической системы, повышению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной функции почек, повышению уровня иммунной защиты.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при отсутствии серьезных заболеваний печени, почек, лимфатической системы. При наличии таковых для мягкого очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу «Полное очищение» DeVita Ritm.</p>
30	Нет аллергии	<p>Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам – продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. В настоящее время, различными ее разновидностями страдают более 85% всего населения нашей планеты. Причиной аллергии является чаще всего неправильное питание и нездоровый образ жизни. Аллергию можно узнать по неожиданно возникшему насморку, чиханию или слезотечению, покраснению и зуду кожи. Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние человека, способствует стабилизации иммунной системы.</p> <p>Применение: ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния.</p>
31	Управление весом	<p>Программа направлена на борьбу с аденовирусом 36, являющимся частой причиной появления избыточного веса. Кроме того при ее использовании происходит регуляция ВНС, запускаются процессы снижения веса. Также программа помогает поддерживать энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: целесообразно использовать по схеме комплекса «Стройная фигура»</p>

32	Без сальмонеллы	<p>Сальмонелла — представитель семейства энтеробактерий. Устойчивы к внешней среде: могут сохраняться в домашней пыли, в открытых водоемах, в замороженном мясе и колбасных изделиях, яйцах птицы, молочных изделиях от 3 до 6 месяцев. Погибают при температуре более 70 градусов. Заражение сопровождается: высокой температурой, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Однако, носительство может быть без признаков.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
33	Без иерсинии	<p>Один из представителей энтеробактерий, вызывающий воспаление в тонком кишечнике, но также может поражать другие органы: печень, почки, сердце, суставы. Встречается в воде, почве, на продуктах питания. Хорошо выносит низкие температуры, поэтому может сохраняться и размножаться в холодильнике. В организме человека, не вызывая признаки воспаления, может находится до момента ослабления иммунитета. Далее начинается обострение.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
34	Без протей	<p>Бактерии рода Протей входят в состав условно-патогенной флоры кишечника. При активном росте становятся причиной поражения органов ЖКТ, мочевыводящих путей, врожденных пороков, раневых инфекций. Патогенность бактерий наблюдается в случае бесконтрольного приема антибиотиков. Либо при поступлении бактерий извне через пищу, воду, немытые руки.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
35	Без клебсиеллы	<p>Условно-патогенная бактерия. При увеличении численности поражает органы ЖКТ, дыхательные пути, мочевыделительную систему. Вызывает сильную интоксикацию с нарушением функционала перечисленных органов. Пути заражения через пищу, воду, при общении с зараженным человеком.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
36	Без кампилобактер	<p>Бактерии кампилобактеры являются возбудителями кишечной инфекции. Внедряются в слизистую и лимфатические пути кишечника и других органов. Заражение происходит через с/х животных и птиц, путем употребления загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже через поврежденную кожу, при укусах инфицированных животных. Также трансплацентарно или во время родов. В группе риска находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также туристы, посещающие развивающиеся страны.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
37	Без клостридий	<p><i>Clostridium difficile</i> входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, но при возникновении дисбактериоза может вызывать поражения стенок толстого кишечника. <i>Clostridium botulinum</i> обитатель почвы и морской воды, распространены повсеместно и образуют самый сильный из известных бактериальных токсинов – ботулотоксин.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
38	Без шигеллы	<p>Бактерии, являющиеся возбудителями дизентерии. Заражение может происходить фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через воду, пищу. Переносчиками могут быть мухи и тараканы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
39	Без ротавируса	<p>Вирус кишечного гриппа размножается в клетках слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к сильному поносу и обезвоживанию организма. Основной путь передачи – пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
40	Антивирус ЖКТ	<p>Энтеровирус и вирус Коксаки относятся к кишечной группе, способны поражать ЦНС, мышцы, сердце, кожные покровы, дыхательную и мочеполовую системы. Передаются от человека к человеку воздушно-капельным и бытовым путями. Волна инфекции приходится на теплое время года.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

41	Без трематод общая 1	Трематоды, или сосальщики – паразитические плоские черви, поражающие печень, поджелудочную железу, кишечник, легкие, кровеносные сосуды, головной мозг. Пути заражения: купание в открытых водоемах стран Азии, Африки, Ю.Америки, употребление в пищу плохо приготовленной или сырой рыбы, моллюсков, ракообразных, мяса.
42	Без трематод общая 2	Применение: программы используются совместно ежедневно в течение 2-х недель.
43	Стоп амеба	<i>Entamoeba histolytica</i> – представитель простейших. Способна вызвать амебную дизентерию, сопровождающуюся поражением толстой кишки, печени, легких и других органов. Попадает в организм с пищей и водой. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
44	Без энтерококка	Энтерококк – представитель нормальной микрофлоры человека. При использовании антибиотиков, нарушении барьерной функции кожи и слизистых, тяжелых заболеваниях и у возрастных людей энтерококк может вызвать проблемы в тонком кишечнике, мочевыводящих путях, влагалище, сердце, печени, коже. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
45	Нет нематод и аскарид, новая	Новая программа для борьбы с круглыми паразитическими червями. Охватывает большинство видов нематод, поражающих организм человека и животных. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
46	Стоп аденовирус общая	Аденовирусы — группа вирусов, вызывающая острые заболевания, с поражением органов дыхания, глаз, лимфатических узлов. Заражение происходит воздушно-капельным путем, чаще в холодное время года. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
47	Стоп коронавирус	Вирус распространен в Европе, Азии, Северной Америке. Передается воздушно-капельным путем с поражением дыхательных путей, вплоть до разрушения легочных альвеол. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
48	Стоп пеницилл	Род плесневых грибов, поражающих органы мочевыводящей и дыхательной систем, лимфатические узлы, кожу. Вызывают сильную интоксикацию, являются аллергенами. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
49	Без риккетсии	Внутриклеточный паразит. Способен поражать любые органы человека, вызывать значительные нарушения ЦНС и расстройства кровообращения. Пути передачи: через укусы клеща, пищу, контакты. Распространена в развивающихся странах. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
50	Без папиллом общая	ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки с образованием наростов. Некоторые способны вызвать злокачественные образования, в зоне риска женщины. Пути передачи данной инфекции: контактно-бытовой, половой, в родах от матери к ребенку. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
51	Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыводительной системы, возникают образования в почечных лоханках и мочевом пузыре. При длительном воздействии неблагоприятных факторов данные образования могут не только снизить функционал органов, но и способны к перерождению. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.
52	Без трихомонады	Трихомонада относится к простейшим, являющимся возбудителями многих половых заболеваний. Инфицирование происходит при любом виде полового контакта, а также посредством бытового контакта: ободок унитаза, бассейн, использование общих полотенец, мочалок, средств гигиены, примерка чужой одежды (нижнего белья). Попадая в кровяное русло могут маскироваться под клетки крови. Большая угроза, чаще всего, не в самом простейшем, а в переносимых им инфекционных агентах: хламидиях, нандиде, гонококках, цитомегаловирусе и вирусах герпеса. Применение: ежедневно в течение 2-х недель.

53	Без лептоспиры	<p>Бактерия, вызывающая поражение капилляров, печени, почек, мышц. Распространена во всех регионах. Заражение происходит от домашних и диких животных, через поврежденные слизистые и кожу, из природных водных источников.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
54	Без криптококка	<p>Дрожжевые грибы рода <i>Cryptococcus</i>, поражают ЦНС, легкие, кожу, слизистые. Возбудитель присутствует в почве, загрязненной птичьим пометом. Путь передачи воздушно-пылевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
55	Без токсоплазмы	<p>Распространенность заражения токсоплазмой в мире очень высока до 90 %. Нахождение в организме часто не доставляет ее обладателю проблем. Заражение происходит либо внутриутробно, либо приобретается. Токсоплазма поражает нервную систему, глаза, сердце, мышцы, легкие, кишечник, кожу.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
56	Без уреоплазмы	<p>Уреоплазма — патогенная форма, вызывающая заболевания органов мочеполовой сферы, суставов, патологии беременности и плода. Передача инфекционного агента происходит половым путем, внутриутробно и во время родов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
57	Без эхинококка	<p>Серьезную проблему представляют личинки цепня, которые образуют в организме кисты. Данные образования сдавливают окружающие ткани, что приводит к атрофии и отмиранию последних. Личинки поражают печень, легкие, почки, кости, мозг. Заражение происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из зараженных источников. Так же в группе риска работники скотобоев, пастухи, кожевники.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
58	Без синегнойки	<p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> — бактерия, характеризующаяся природной устойчивостью к большинству антибактериальных препаратов. Поражает органы ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Источником являются люди и животные, больные и носители. Пути передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
59	Стоп клещи 1	<p>Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самая распространенная проблема, возникающая при укусе человека инфицированными инсодовыми клещами. Поражаются ЦНС, сердце, суставы.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 2», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»</p>
60	Стоп клещи 2	<p>Вирус клещевого энцефалита передается при укусах инсодовых клещей, реже через употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом. Распространение: Сибирь, Дальний Восток, Урал. Основной орган поражения ЦНС.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 1», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»</p>
61	Без мутаций 1	<p>Различные патогенные факторы способствуют накоплению в организме токсинов, способных вызвать перерождение клеток. Программы «Без мутаций 1 и 2» снижают риск возникновения онкологической патологии, способствуют коррекции предопухолевых изменений, уменьшают воспалительные процессы и усиливают иммунную защиту.</p> <p>Применение: программы используются совместно, см. комплекс «Защити себя».</p>
62	Без мутаций 2	
63	Здоровые десны	<p>Воспаление десен (гингивит) вызывают вирусы, бактерии, грибки. В группе риска могут быть люди, носящие зубные протезы и брекеты. Программа помогает снизить патогенную нагрузку, уменьшить воспалительный процесс, улучшить трофику тканей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 месяцев.</p>

64	Обновление слизистой	<p>Появление язвочек (афт) на слизистой полости рта свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который может быть вызван вирусными или бактериальными агентами, травмой или нехваткой микроэлементов. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Желательно использовать совместно с программой «Рот в порядке».</p>
65	Рот в порядке	<p>Воспаление слизистой полости рта (стоматит) возникает при ряде факторов: наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Локализуется на языке, внутренней поверхности губ, щек, небе. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Можно сочетать с программой «Обновление слизистой» Использовать при любых стоматологических процедурах, сопровождающихся повреждением слизистой.</p>
66	Без свища	<p>Нагноение десны очень часто сопровождается образованием свища. Это может быть чревато серьезными последствиями от потери зуба до воспаления глубоких тканей. Программа помогает предотвратить процесс нагноения, уменьшает воспалительный процесс.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Использовать после стоматологических процедур по лечению или удалению зубов.</p>
67	Стоп травма (зубы)	<p>Программа снижает болевые ощущения, ускоряет процесс заживления, снимает отечность.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Использовать сразу после стоматологических процедур по лечению, удалению, имплантации зубов.</p>
68	ЦНС без проблем	<p>Программа помогает улучшить работу нервной системы после воздействия различных факторов (инфекционных, травматических и др.) Способствует восстановлению нервных связей между ЦНС и периферической, снимает отечность и болевые ощущения.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно совместно с программой «Нервы в порядке» (см. комплекс «SOS Клещи»)</p>
69	Нервы в порядке	<p>При нарушении целостности нервного волокна могут происходить функциональные нарушения работы нервной системы. Программа препятствует разрушению миелиновой оболочки нервных волокон, тем самым сохраняет проводимость нервного волокна.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно с программой «ЦНС без проблем» (см. комплекс «SOS Клещи»)</p>
70	Чистые пазухи	<p>Воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа — синусит. Может возникнуть как осложнение при инфекционных заболеваниях носа и дыхательных путей, а также после травм лицевой области.</p> <p>Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, лучшему отхождению слизи, снижению болевых ощущений при острых процессах.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
71	Чистые пазухи общая	<p>Наибольшую проблему для многих людей представляет хронический синусит, который протекает без явных проявлений, но достаточно долго. Причинами могут являться инфекции верхних дыхательных путей, наличие полипов, искривление носовой перегородки, кариозные зубы. Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, уменьшению отечности, предотвращает обострения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при наличии проблемы. И в целях предотвращения обострения в сезон простуд.</p>
72	Уши без воспаления	<p>Причинами воспаления ушей могут являться: патологический процесс в области носоглотки, искривление носовой перегородки, травмы уха.</p> <p>Программа способствует уменьшению отечности, снижению воспаления и болевых ощущений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Здоровые уши».</p>

73	Горло без боли	<p>Воспаление миндалин глоточного кольца часто наблюдается после перенесенных ангин или других инфекционных заболеваний глотки. Может протекать в острой или хронической форме. Передача внешне — воздушно-капельным путем, или внутренне — из внутренних очагов хронической инфекции. Программа помогает уменьшить воспаление миндалин, отечность, болевые ощущения и токсическую нагрузку.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Горло без проблем».</p>
74	Стоп простуда общая	<p>Воспаление слизистых оболочек носоглотки (назофарингит) имеет инфекционную природу, вирусную или бактериальную. Наибольшая частота наблюдается в межсезонье. Программа уменьшает воспаление, отечность, предупреждает развитие обострений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
75	Антивоспаление общая	<p>Воспаление — реакция организма, возникающая в ответ на повреждение или действие патогенного агента. Программа помогает организму ликвидировать очаг воспаления, где бы он не локализовался, снизить влияние патогенных факторов, а также в восстановить гомеостаз.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
76	Стоп мигрень	<p>Мигрень – одна из наиболее частых разновидностей головной боли. Характеризуется острой пульсирующей болью, локализующейся в определенной части головы. Программа снимает спазмы сосудов, уменьшает болевые ощущения, способствует нормализации кровообращения в области головы.</p> <p>Применение: по необходимости.</p>
77	Антисептик	<p>Повреждения кожного покрова: царапины, порезы, ожоги и др. являются открытыми воротами для инфекционных агентов. В результате чего ранки могут долго не заживать, воспаляться, болеть. Программа способствует обеззараживанию ранки, уменьшению воспаления и быстрому ее затягиванию.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
78	Желчь без застоя	<p>Неправильное и нерегулярное питание (длительное голодание, употребление алкоголя, пряностей, чрезмерно острых жирных и перенаренных блюд, снаков, отказ от употребления растительного масла), стрессы, малое количество выпиваемой жидкости, инфекционные поражения печени — причины возникновения проблем в работе желчного пузыря. Программа облегчает отток желчи, способствует восстановлению работы желчного пузыря, уменьшает болевые ощущения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев, желательно в вечернее время. Иначе, через день.</p>
79	Без кашля	<p>Кашель — защитная рефлекторная реакция организма, возникающая при раздражении слизистой дыхательных путей. Может являться признаком воспаления органов дыхательной системы, которое вызывается патогенными вирусами, бактериями, грибами и др. агентами, а также попаданием аллергенов. Программа облегчает состояние при наличии острого или хронического кашля, уменьшает воспаление слизистой дыхательных путей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель.</p>
80	Стоп пневмо-бактерии	<p>По данным медиков, первое место среди причин воспаления нижних дыхательных путей занимают микробные инфекции. Большинство бактерий, поражающих органы дыхания, являются сопутствующей флорой, но при неблагоприятных условиях они становятся патогенными. Программа борется с такими микроорганизмами как: Streptococcus pneumoniae, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae и др.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
81	Стоп коронавирус new	<p>Новая улучшенная и расширенная программа, позволяющая бороться со всеми видами коронавируса, в том числе, с новыми мутировавшими формами.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. С целью предупреждения заболевания 2-3 раза в неделю.</p>
82	Без пневмонии	<p>Воспаление легочной ткани может быть вызвано патогенной флорой различных форм: вирусной, бактериальной, грибковой и др. Возникает оно не только как самостоятельная форма, но и как следствие имеющейся простуды, сниженного иммунитета, недостатка витаминов. Программа снимает отечность и воспаление нижних отделов дыхательной системы, улучшает функционал и энергетику данных органов, повышает местный иммунитет.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Желательно сочетать с программой «Без кашля».</p>

83	Поясница без воспаления	<p>В результате защемления и воспаления корешков спинномозговых нервов в поясничном и/или крестцовом отделах позвоночника многие люди могут испытывать резкую боль, часто распространяющуюся в ногу. Наиболее подвержены заболеванию лица, которые в силу своей профессиональной деятельности вынуждены поднимать тяжести, находиться в положении наклона или длительно сидеть. Программа снимает болевые ощущения и снижает воспаление.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель.</p>
84	Бактерия акне стоп	<p>Пропионибактерии являются условно-патогенной флорой кожи человека. При соответствующих условиях, в результате закупорки каналов сальных желез и увеличения выработки кожного сала (себума), создается благоприятная среда для их размножения внутри волосяных фолликулов с образованием угревой сыпи (воспаления сальных желез). Активация патогенетических свойств пропионибактерий может быть связана с полом, возрастом, генетикой. Программа борется с патогенной микрофлорой, уменьшая воспалительные процессы кожи.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Без токсинов» и «Кожа без акне» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»)</p> <p>При предрасположенности кожи к образованию акне, с целью предупреждение воспаления использовать программу желательнo каждый квартал по указанной выше схеме.</p>
85	Без микроспорума	<p>Грибок рода <i>Microsporum</i> поражает преимущественно кожу, волосистую часть головы, область волосистых участков кожных покровов (борода, усы), вызывает инфекционное заболевание животных и человека (стригущий лишай). В основном передается от животных, реже от человека к человеку или через предметы быта. Программа уничтожает патогенные грибы, улучшая состояние кожи человека.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»).</p>
86	Нет онихомикозу	<p>Онихомикоз — грибковое поражение ногтей, вызываемое, как правило, грибами рода <i>Trichophyton</i>, <i>Epidermophyton floccosum</i> и микроспорией. Чаще всего заболевают мужчины и люди пожилого возраста. Развитие онихомикоза провоцируют травмы, плоскостопие, варикоз, гипергидроз, эндокринные и иммунологические нарушения, заболевания крови, патология сосудов, длительный приём гормональных препаратов, антибиотиков и цитостатиков, ношение тесной обуви и отказ от соблюдения общепринятых норм личной гигиены. Программа вызывает гибель патогенных грибов, уменьшает воспалительные процессы, способствует восстановлению целостности кожи и ногтей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Ногти без гриба», «Нет трихофитона», «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательнo повторить через месяц. С целью предупреждения возникновения заболевания – один-два раза в год (осень-весна).</p>
87	Зигомицеты, стоп!	<p>Чаще всего этими грибами заражаются люди с низким уровнем иммунной защиты. В группе риска находятся люди, на протяжении длительного времени употребляющие иммуносупрессивные лекарственные препараты, страдающие от сахарного диабета, онкологических заболеваний или синдрома приобретенного иммунодефицита. Грибок поражает внутренние органы, чаще ЦНС, легкие и ЖКТ. Программа подавляет развитие грибковой флоры, улучшая состояние человека.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm, в зависимости от проблемного органа. С целью предупреждения заражения – 2 раза в год людям, имеющим вышеперечисленные проблемы со здоровьем.</p>
88	Ногти без грибка	<p>Микоз стоп и ногтей — инфекционное заболевание, вызванное патогенными или условно-патогенными грибами родов <i>Trichophyton</i>, <i>Epidermophyton</i>, <i>Candida</i>, <i>Scytalidium</i>. Факторами риска являются: нарушение личной гигиены; совместное использование обуви; посещение общественных бань, бассейнов, пляжей;</p> <p>климатические особенности; травмы; ношение тесной закрытой обуви; хронические заболевания и др.</p> <p>Программа работает на уничтожение патогенной флоры, снижение воспалительного процесса, восстановление состояния кожи стоп и ногтей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Нет онихомикозу», «Без трихофитона», «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательнo повторить через месяц. С целью предупреждения возникновения заболевания – один-два раза в год (осень-весна), при посещении бассейна, бани, пляжа – каждый раз после посещения.</p>

89	Без трихофитона	<p>Грибки рода <i>Trichophyton</i> поражают волосистую часть головы, гладкую кожу и ногти. Заражение происходит через контакт с больным человеком или его вещами, а также через контакт с животными и предметами ухода за ними. Заболевание может протекать как в острой, так и в хронической форме. Программа подавляет развитие грибов и воспалительного процесса.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Нет онихомикозу», «Ногти без грибка», «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательно повторить через месяц. С целью предупреждения возникновения заболевания – один-два раза в год (осень-весна).</p>
90	Mycosis fungoides	<p>Грибовидный микоз — поражает в первую очередь лимфоидно-ретикулярную систему кожи, а в дальнейшем и внутренних органов. Программа помогает снизить распространение грибка в ткани и уменьшить развитие воспалительного процесса.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и программами «Здоровый день», «Здоровье» на DeVita Ritm.</p>
91	Солнечный кератоз	<p>Основная причина образования обусловлена длительным воздействием на кожу прямых солнечных лучей, но проявляется только с возрастом при ослаблении иммунных сил. Поэтому чаще всего встречается у пожилых людей. Провокаторами заболевания могут быть такие факторы как наследственность, ношение тесной одежды, прием некоторых лекарственных средств и т.д. Программа помогает снизить вероятность проявления и прогрессирования кератоза.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»).</p>
92	Стоп бородавки	<p>Бородавки – это доброкачественные новообразования кожи, вызываемые вирусами папилломы человека. Передача вируса папилломы может происходить контактно-бытовым или половым путем. Программа борется с ВПЧ, предотвращая их распространение в организме и формирование новообразований. По удалению образований с кожи необходимо обратиться к дерматологу.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и программами DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Для предотвращения повторного заражения членам семьи и половым партнерам необходимо использовать программу одновременно.</p>
93	Стоп прыщи	<p>Воспаление волосяных фолликулов, спровоцированное распространением стафилококковой инфекции при несоблюдении правил личной гигиены и/или наличии хронической интоксикации, инфекции, гиповитаминозов, приводит к образованию фурункулов. Программа подавляет активность бактериальной флоры, уменьшает воспалительные проявления.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Базовая 2 автомат».</p>
94	Пальцы без воспаления	<p>При наличии микротравм и повреждений околоногтевой области пальцев рук или ног и развитии в тканях пальцев бактериальной, чаще всего – стафилококковой, реже – стрептококковой или смешанной флоры может возникнуть острое гнойное воспаление – панариций. Программа уменьшает воспаление тканей, отечность, улучшает общее состояние, снижает вероятность осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Базовая 2 автомат».</p>
95	Склеродермии - нет	<p>Склеродермия — заболевание соединительной ткани, связанное с нарушением кровоснабжения и дальнейшим уплотнением тканей. Программа улучшает кровоснабжение тканей, замедляя процессы уплотнения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами DeVita Ritm . Курс повторяют 2 раза в год.</p>
96	Рожа – болезнь, стоп	<p>Рожа — инфекционное заболевание, поражающее кожные покровы и слизистые оболочки. Передается воздушно-капельным, иногда контактным путем. Входными воротами для инфекции служат повреждения и микротравмы кожи и слизистых оболочек. Программа предотвращает распространение заболевания, способствует уменьшению воспалительного процесса и интоксикации.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами «Без токсинов», «Нет стрептококкам» на DeVita AP и программами «Здоровый день», «Здоровье» на DeVita Ritm. Использовать программы необходимо курсами 2-3 раза в год в течение месяца.</p>

97	Успокой псориаз	<p>Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание кожи. Возникновение связано с наследственной предрасположенностью, нарушением иммунитета, расстройствами эндокринной и нервной систем. Программа способствует уменьшению воспаления, предотвращению возникновения осложнений, улучшению качества жизни.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»).</p>
98	Финикийская болезнь	<p>Лепра или проказа — хроническое инфекционное заболевание, поражающее в основном кожный покров, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и органы зрения. Характеризуется затяжным течением (от года до нескольких десятилетий) с периодическими обострениями и способна маскироваться под другие болезни, чаще всего кожные. Программа направлена на уничтожение бактерий – причины заболевания, снижение воспалительного процесса, предотвращение осложнений.</p> <p>Применение: совмещая с программами «Без токсинов», «Восстановление 2 автомат» на DeVita AP и программами «Здоровый день», «Здоровье» на DeVita Ritm.</p>
99	Без эпидермофитона	<p>Род грибов, вызывающих поражение (микозы) кожи, волос и ногтей. Это самая распространенная группа микозов, которая встречается у людей любого возраста, пола, профессии и состояния здоровья. Чаще поселяется в складках кожи. Программа подавляет развитие грибковой флоры, уменьшает воспалительные процессы, способствует улучшению качества жизни.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены.</p>
100	Восстановление кровообращения	<p>Нарушение кровообращения — состояние, при котором кровь не поступает в достаточном объеме к головному мозгу, внутренним органам, конечностям. Проблема может привести к тяжелым осложнениям, гипоксии, спровоцировать ухудшение памяти, слуха и т.д. Развиваются подобные нарушения на фоне некоторых инфекционных или хронических заболеваний. Программа способствует улучшению кровоснабжения органов и тканей особенно после перенесенных инфекционных заболеваний.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»)</p>
101	Здоровая селезенка	<p>Селезенка — орган, отвечающий за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение. Нахождение в постоянном стрессе, состоянии раздражительности приводит к проблемам функционирования этого органа, и, как правило, к снижению иммунитета. Программа поддерживает работу селезенки, снижая пагубные воздействия негативных психологических факторов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс»). С целью поддержания иммунитета при постоянном стрессовом напряжении схему применяют курсом 2-3 раза в год.</p>
102	Исцеление	<p>Исцеление организма невозможно без процесса регенерации, который происходит на разных уровнях организации — системном, органном, тканевом, клеточном, внутриклеточном. Программа активирует процесс регенерации при различных воспалениях (инфекционные, неинфекционные) или повреждениях целостности органов и тканей (травмы), тем самым способствует исцелению.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца. При необходимости программу используют до полного восстановления.</p>
103	Гарднерелла стоп	<p>Гарднерелла — бактерия, входящая в состав нормального биоценоза женщин, активно размножающаяся при ослаблении местного иммунитета, вызывающая воспаление мочеполовых органов. Программа вызывает гибель бактерий, снижая воспаление.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-3-х недель, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье женщины»). Для предупреждения повторного заражения половым партнерам необходимо использовать программу одновременно.</p>
104	Мужская сила	<p>С проблемой эректильной дисфункции мужчины сталкивались во все времена и не зависимо от возраста. Одной из причин возникновения данной проблемы является хронический простатит. Программа снижает воспалительный процесс, способствует восстановлению нормальной работы репродуктивной системы, снижает вероятность развития осложнений (импотенции, бесплодия).</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье мужчины»)</p>

105	Без актиномицетов	<p>Актиномицеты — микроорганизмы, присутствующие в почве. На коже и слизистых образуют колонии, не вызывая заболевания. Способны проникать в организм человека только через поврежденную кожу, слизистые оболочки. Активируются под воздействием различных факторов, к которым относят повреждение слизистой, наличие инфекционных заболеваний, ослабление иммунитета, сахарный диабет, онкологические заболевания и т.д. Программа предотвращает распространение инфекции, снижает риски осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами «Без токсинов», «Восстановление 2 автомат» на DeVita AP.</p>
106	Стоп гонококк	<p>Бактерия, вызывающая воспаление мочеполовой сферы. Передается половым путем. Программа подавляет микроорганизмы, уменьшая воспаление.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплексы «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины»). Для предупреждения повторного заражения половым партнерам необходимо использовать указанную выше схему одновременно.</p>
107	Стоп парвовирус	<p>Вирус, поражающий суставы и вызывающий хроническую анемию. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей с ослабленным иммунитетом и заболеваниями крови. Программа вызывает гибель вируса, снижая риск возникновения осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>
108	Без туберкулеза	<p>Хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями. Поражает органы дыхания, кости и суставы, мочеполовые органы, глаза, периферические лимфоузлы. Спровоцировать заболевание могут следующие факторы: снижение иммунной защиты, стрессы, хронические заболевания легких и ЖКТ, вредные привычки, условия проживания. Программа борется с основной причиной заболевания – патогенной флорой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и программами «Здоровый день», «Здоровье» на DeVita Ritm.</p>
109	Без бруцеллы	<p>Бактерии, являющиеся причиной бруцеллеза. Заболевание передается при проглатывании загрязненной пищи (термически необработанных мясных и молочных продуктов), контакте с инфицированным животным или аэрозольным путем. Заболевание поражает практически все органы, протекает как в острой, так и в хронической форме. Программа подавляет бактерии, уменьшает токсическую нагрузку на организм.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm.</p>
110	Кожа без акне	<p>Акне — это заболевание волосяных фолликулов и сальных желез, которое чаще встречается у подростков и лиц молодого возраста. Различают невоспалительные и воспалительные акне. Программа снижает воспалительный процесс, способствует регуляции нормальной функции кожи, улучшает ее состояние.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Бактерия акне стоп» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»)</p> <p>При предрасположенности кожи к образованию акне, с целью предупреждения воспаления использовать программу желательно каждый квартал по указанной выше схеме.</p>
111	Кожа без грибов	<p>Дерматомикоз — это инфекционное заболевание кожи и ее придатков, которое вызвано различными патогенными, условно-патогенными грибами. Развитию заболевания способствуют следующие факторы: дерматиты, хронические заболевания, несоблюдение личной гигиены, профессиональные факторы. Программа снижает токсическую нагрузку и воспалительные процессы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с противогрибковыми программами.</p>

112	Ровный позвоночник	<p>Искривление позвоночника — это нарушение правильной конфигурации позвоночного столба. Любые искривления позвоночника могут привести не только к болевым ощущениям в спине, но и проблемам внутренних органов. На искривление позвоночника влияют различные факторы: слабость мышечного корсета спины; малоподвижность; несимметричные типы физической нагрузки; постоянный наклон туловища вперед при сидении; ношение сумки или рюкзака на одной стороне; заболевания опорно-двигательного аппарата. Программа помогает уменьшить спазм мышц, снизить болевые ощущения, способствует восстановлению мышц, улучшает состояние всех тканей позвоночника.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.</p>
113	Стоп боль (поясница)	<p>Дискомфорт в области поясницы знаком практически каждому человеку в возрасте от 30 лет. Причин этому много: нарушение кровообращения; дегенеративные изменения; травмы; инфекции и др. Программа уменьшает болевые ощущения, улучшает кровообращение в области поясницы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца или по необходимости, совмещая с программой «Поясница без воспаления» на DeVita AP и программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.</p>
114	Без аллергии new	<p>На появление аллергии у человека влияет ряд причин. Среди них: бытовые аллергены, условия труда, генетическая предрасположенность и других факторы. Такие условия могут не только вызвать аллергические реакции, но способствовать развитию астмы. Программа снижает аллергические проявления, способствует улучшению дыхания, снимая спазм, улучшает самочувствие.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца или по необходимости, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп аллергия»).</p>
115	Без сосальщика	<p>Двуствук сибирская или кошачья — плоский червь, принадлежащий к классу трематод. Вызывает описторхоз, поражающий такие органы как желчный пузырь, протоки поджелудочной железы, желчные протоки печени. Заражение происходит при употреблении в пищу малосольной, недоваренной (недожаренной), сырой рыбы; при использовании бытовых приборов, контактировавших с такой рыбой; при несоблюдении личной гигиены после посещения туалетной комнаты или уборки туалетов животных и общения с ними. Программа работает с паразитом на всех стадиях его развития.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп паразиты»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательно повторить через месяц.</p>
116	Стоп деменция	<p>К нарушению мыслительных способностей у человека может приводить ряд причин: сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, травмы, новообразования головного мозга, алкоголизм, наркомания, инфекции ЦНС и некоторые другие заболевания. Программа способствует поддержанию функций мозга.</p> <p>Применение: ежедневно месяц, курс повторять регулярно каждый квартал. Использовать в комплексе с программой «Кровообращение головы» и соответствующими программами на DeVita Ritm.</p>
117	Стоп Паркинсон	<p>Заболевание характеризуется поражением нервных клеток ствола головного мозга и выражается замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. Свойственно людям пожилого возраста. Программа способствует замедлению развития заболевания.</p> <p>Применение: ежедневно месяц, курс повторять регулярно каждый квартал. Использовать в комплексе с программой «Кровообращение головы» и соответствующими программами на DeVita Ritm.</p>
118	Стоп боль (травма)	<p>От травм не застрахован ни один человек. Травмы сопровождаются болью, отечностью, нарушением целостности тканей и другими признаками. Программа уменьшает болевые ощущения, отечность, ускоряет процесс регенерации.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Стоп травмы» и «Кровообращение регуляция» на DeVita Ritm.</p>

119	Крепкие нервы	<p>На фоне длительного нервного перенапряжения из-за затянувшейся болезни, житейских неурядиц, потери близких и других причин могут возникнуть нервные расстройства, характеризующиеся раздражительностью, общей усталостью, апатией, перепадами настроения. Программа помогает нормализовать психологическое состояние, способствует улучшению настроения и общего состояния.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс»).</p>
120	Спокойный сон	<p>Здоровый сон — залог хорошего настроения и самочувствия. Но стрессовые ситуации дома и на работе, смена образа жизни и другие причины могут спровоцировать бессонницу. Программа снижает возбудимость нервной системы и содействует спокойному сну.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Крепкие нервы» и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп бессонница»).</p>
121	Спокойный кишечник	<p>Тяжесть в животе, изжога, вздутие, урчания, метеоризм, проблемы со стулом все это может являться признаками раздраженного кишечника. Такое состояние характерно, как правило, для людей развитых стран. Программа уменьшает выраженность боли, снимает воспаление слизистой, нормализует моторику ЖКТ.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Кишечник без расстройств» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Пищеварение без проблем»).</p>
122	Здоровый желудок	<p>Боль в желудке знакома практически каждому второму человеку. Причинами таких болей являются: функциональные расстройства, кишечные инфекции, гастрит и т.д. Спровоцировать боль могут стрессовое напряжение, неправильное питание, прием некоторых медикаментов. Программа облегчает боль, снимает воспаление, способствует нормализации работы желудка.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Здоровый желудок» на DeVita Ritm и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем». С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.</p>
123	Дуоденит, стоп!	<p>Нарушения питания, употребление продуктов, раздражающих слизистую ЖКТ, заболевания желудка, печени и поджелудочной железы могут стать причиной воспаления слизистой оболочки 12-й перстной кишки, которое часто сопровождается сильными болями. Программа снимает болевые ощущения, помогает восстановлению слизистой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и «Желудок+ автомат» на DeVita Ritm.</p>
124	Здоровая поджелудочная	<p>Поджелудочная железа играет важную роль в работе пищеварительной и эндокринной систем, вырабатывает ферменты, которые помогают процессу пищеварения, и гормон инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. Поэтому очень важно поддерживать ее нормальную работу. Программа уменьшает дискомфорт и поддерживает работу поджелудочной.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm.</p>
125	Сахар под контролем	<p>Стресс, высокоуглеводная диета, прием лекарств, а также болезни эндокринной системы и внутренних органов приводят к повышению сахара в крови. Выровнять уровень сахара можно, если совместить диету, физические нагрузки и программу «Сахар под контролем».</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>
126	Стоп диабет	<p>Диабет — заболевание, характеризующееся хронически повышенным уровнем глюкозы в крови. При этом возникает риск развития сердечно - сосудистых заболеваний, потери зрения, снижения иммунитета, нарушения кровоснабжения нижних конечностей. Программа помогает минимизировать вероятные риски.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Сахар под контролем» на DeVita AP и базовыми программами DeVita Ritm комплекса «Пищеварение без проблем» и специальными программами «Сахар в норме», «Поджелудочная в норме». Полный курс проводят 2 раза в год, в остальное время используют программы DeVita Ritm.</p>

127	Тонкий кишечник	<p>Тонкий кишечник выполняет несколько важных функций: переваривание пищи; всасывание питательных веществ; продвижение оставшихся веществ далее по ЖКТ; выработку гормонов и иммунологическую защиту. Чаще всего люди сталкиваются с функциональными нарушениями и воспалительными процессами в этом отделе кишечника. Программа помогает снизить болевые и воспалительные проявления, способствует нормализации работы кишечника.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплекс «Пищеварение без проблем»).</p>
128	Кишечник без расстройств	<p>Расстройства кишечника могут появляться при функциональных нарушениях в его работе, инфекционных заболеваниях или стрессах. Сопровождаются они болью в животе, вздутием, а также запором и/или диареей. Программа уменьшает болевые ощущения, помогает нормализации работы толстого кишечника.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Спокойный кишечник» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Пищеварение без проблем»).</p>
129	Без геморроя	<p>Геморрой является результатом нарушенного кровообращения и воспалительного процесса в сосудах прямой кишки. Заболевание в равной степени встречается у мужчин и женщин, и приносит большой дискомфорт. Программа облегчает боль, уменьшает воспаление, содействует улучшению состояния сосудов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца. Для минимизации проявления заболевания необходимо контролировать влияние факторов риска; пройти курс, используя схемы комплексов «Пищеварение без проблем», «Сердце и сосуды» или другие, в зависимости от причины возникновения проблемы.</p>
130	Стоп воспаление малого таза	<p>Воспалительные явления в области малого таза могут быть как самостоятельными заболеваниями, так и осложнением ранее перенесенных. Одной из самых частых причин можно считать бактериальные и вирусные инфекции. Программа снижает воспалительный процесс, облегчает болевые ощущения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами по соответствующим инфекционным агентам на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплексы «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины»).</p>
131	Стоп ветрянки	<p>Ветрянка — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом ветряной оспы, поражающим кожные покровы и нервную систему. Передается воздушно-капельным и контактным путем. Во взрослом возрасте переносится тяжелее. Программа борется с возбудителем, уменьшая проявление интоксикации и возникновение осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>
132	Стоп краснуха	<p>Краснуха — острая вирусная инфекция очень «заразная». Передается воздушно-капельным путем. Программа подавляет развитие вируса и его распространение в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>
133	Без паротита	<p>Паротит — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом семейства парамиксовирусов. Основными признаками болезни являются интоксикация и воспаление околоушных слюнных желез. Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Программа борется с вирусом, уменьшая проявление интоксикации и возникновение осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>
134	Стоп скарлатина	<p>Скарлатина — острая бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Характеризуется заболеванием верхних дыхательных путей, миндалин. Программа уничтожает патогенную бактериальную флору, уменьшая интоксикацию, снижая риски возникновения осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>

135	Стоп корь	<p>Корь — острая вирусная инфекция очень «заразная». Передается воздушно-капельным путем. Программа подавляет развитие вируса, снимает признаки интоксикации, снижает вероятность осложнений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP.</p>
136	Нет дифтерии	<p>Дифтерия — острая бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Возможно заражение через контактно-бытовой путь (посуду, грязные руки и т.д), также алиментарный (продукты питания). Характеризуется заболеванием поражением верхних дыхательных путей, слизистой ротоглотки. Программа борется с возбудителем, уменьшая признаки интоксикации и препятствуя распространению воспаления в другие органы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP. При необходимости использовать соответствующие программы на DeVita Ritm и DeVita AP.</p>
137	Стоп холера	<p>Холера — острая бактериальная инфекция, передается фекально-оральным путем через воду или загрязненные продукты. Основные проявления: рвота, диарея, боль в животе. Программа подавляет развитие бактерии, способствуя уменьшению интоксикации и улучшению состояния человека.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP. Обязательно соблюдение личной гигиены. С целью предотвращения заболевания, лицам посещающим страны Азии (Индия), Африки, Ю.Америки, каждый раз во время и/или после поездки – ежедневно в течение 2-х недель.</p>
138	Стоп коклюш	<p>Коклюш — острая бактериальная инфекция, протекающая с поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. Программа борется с возбудителем, уменьшая действие токсинов на клетки и препятствуя распространению воспаления в другие органы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Без токсинов» на DeVita AP и программами «Клеточное дыхание», «Дыши легко» на DeVita Ritm.</p>
139	Без запора	<p>Неправильное питание (недостаток в рационе пищевых волокон, жидкости), сидячая работа, стрессы, смена климатической области при переезде, нарушение моторики толстого кишечника и другие факторы могут стать причиной затрудненной или систематически недостаточной дефекации. Продолжительные хронические запоры могут способствовать развитию осложнений со стороны пищеварительного тракта. Программа способствует стимуляции работы кишечника и укреплению тонуса кишечной мускулатуры.</p> <p>Применение: ежедневно месяц, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Стоп стресс»). Для предотвращения дальнейшего возникновения запоров необходимо ввести в рацион продукты, богатые клетчаткой и исключить продукты, усугубляющие запоры. Увеличить употребление жидкости. При предрасположенности к данной проблеме, частых переездах, стрессах курс проводят 2-3 раза в год.</p>
140	Кровообращение головы	<p>Недостаточное кровоснабжение органов головы может привести к нежелательным последствиям: головной боли, головокружениям, шуму в ушах, снижению остроты зрения и слуха, ухудшению восприятия, внимания, памяти. Программа помогает улучшить кровоснабжение тканей органов головы, тем самым увеличив поступление кислорода и питания к ним.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и программами DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»).</p>
141	Для женщин	<p>Обильные и болезненные менструации, нерегулярность цикла, могут быть признаками эндометриоза. Одним из осложнений данного заболевания является бесплодие. Причины возникновения заболевания много: гормональные расстройства, снижение иммунитета, наследственность и др. Программа помогает восстановить гормональное равновесие, нормальную работу репродуктивной системы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Стоп воспаление малого таза» на DeVita AP и программами DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье женщины»).</p>

142	Стоп спазм (мышцы)	<p>Мышцы спины поверхностные и глубокие являются своего рода корсетом, поддерживающим позвоночник в правильном положении. При поднятии тяжестей, долгом пребывании в неудобной позе, при неправильной осанке, проблемах с опорно-двигательной системой возникают спазмы мышц спины, сопровождающиеся болью. Программа способствует снятию спазма, болевых ощущений, уменьшает воспаление, улучшает состояние человека.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Мышцы без зажима» на DeVita AP и программами «Здоровый позвоночник автомат», «Суставы без боли автомат» на DeVita Ritm. Для укрепления мышечного корсета спины необходима регулярная тренировка всех мышц спины и брюшного пресса с использованием специальных программ DeVita Ritm (см. комплекс «Для спортсменов»).</p>
143	Без укачивания	<p>За укачивание «отвечает» вестибулярный аппарат — орган равновесия и ориентации в пространстве, который расположен во внутреннем ухе. При укачивании возникают ощущения тошноты и головокружения. Программа снимает спазмы, приступы тошноты, способствует улучшению состояния.</p> <p>Применение: каждый раз при движении в транспорте, совмещая с программой «Кровообращение регуляция» на DeVita Ritm.</p>
144	Стоп спазм (кишечник)	<p>Боль, характерная для спазма кишечника, может возникать в связи с нарушениями различных механизмов моторики кишки, при интоксикациях, на фоне расстройств пищеварения, стрессовых ситуаций, гельминтозах и др. Программа способствует расслаблению стенки кишечника, снижению болевых ощущений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Стоп стресс», «Стоп паразиты»).</p>
145	Стоп конъюнктивит	<p>Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаз, возникающее чаще всего при вирусной или бактериальной инфекции, аллергии. Характеризуется покраснением, отеком и зудом. Программа способствует уменьшению воспалительного процесса, снятию отека и зуда.</p> <p>Применение: при инфекциях ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP. При аллергии ежедневно в течение всего периода воздействия аллергенов, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп аллергия»).</p>
146	Мышцы без зажима	<p>Напряжение мышц может быть вызвано травмами, неудобной позой, плохой осанкой, остеохондрозом, стрессом или заболеваниями. Программа снижает болевые ощущения, повышает эластичность мышц, снимает их тонус.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Стоп спазм (мышцы)» на DeVita AP и «Мышцы без боли» на DeVita Ritm.</p>
147	Стоп усталость	<p>Усталость характеризуют как состояние утомления, проявляющееся чувством слабости, вялости, ощущениями физиологического дискомфорта, нарушениями в протекании психических процессов. Усталость может быть следствием переутомления, плохого сна, беспокойства, недостатка физической активности, тревоги, заболеваний. Чаще всего проявляется у жителей больших городов. Программа снижает возбудимость нервной системы, способствует повышению работоспособности.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программой «Крепкие нервы», «Кровообращение головы» на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс»).</p>

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ DEVITA AP

Название программы	На что направлена	Состав автомата	Время работы
Базовая 1 автомат	Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедеятельность протозойных микроорганизмов. Оптимальная профилактика заболеваний при смене климатических поясов, посещениях Азиатских стран.	Антивирус, Нет простейшим, Без токсинов	6:47
Базовая 2 автомат	Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для профилактики конковых инфекций.	Нет стрептококкам, Нет стафилококкам, Без токсинов	7:53
Базовая 3 автомат	Способствует снятию бактериального отягощения органов ЖКТ и мочеполовой системы.	ЖКТ в порядке, Интимное здоровье, Без токсинов	8:26
Базовая 4 автомат	Выводит микотоксины, образованные плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Стоп кандиды, Стоп плесень и грибки, Без токсинов	7:47
Очищение автомат	Способствует выводу токсинов, нормализации лимфооттока, укреплению лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного пространства, обладает антисептическим эффектом.	Здоровая лимфа, Дренаж общая	7:10
Стоп паразиты автомат	Снижает стрессовое паразитарное отягощение печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсическую нагрузку, вызванную жизнедеятельностью данных форм.	Стоп паразиты ЖКТ, Стоп паразиты общая, Без токсинов	7:38
Стоп грипп автомат	Подавляет активность различных штаммов вируса гриппа, способствует снятию симптомов интоксикации и облегчению состояния человека во время заболевания.	Антигрипп, Стоп грипп базовая, Без токсинов	6:38
Стоп герпес S автомат	Предотвращает развитие герпеса симплекса и его токсическое воздействие на организм: образование пузырьков на слизистых оболочках, коже, уменьшает зуд.	Стоп герпес, Стоп герпес симплекс, Без токсинов	7:35
Стоп герпес Z автомат	Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, уменьшает токсические признаки его проявления на поверхности кожи и болевые ощущения.	Стоп герпес зостер, Стоп герпес, Без токсинов	5:47
Без простуды автомат	Препятствует развитию респираторных вирусов, уменьшает симптомы интоксикации, приводит к снижению воспалительных реакций и вероятности осложнений	Антивирус, Антипростуда, Без токсинов	8:09
Поддержка иммунитета автомат	Блокирует активность различных вирусов, их распространение в организме человека, способствует активации иммунитета. Эффективна как профилактика простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Антивирус, Без токсинов	5:03
Снижаем вес автомат	Уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует работу вегетативной нервной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.	Управление весом, Без токсинов	4:28
Уменьшаем объем автомат	Очищает организм от токсинов, нормализует лимфоотток, поддерживает иммунитет и повышает жизненную энергию.	Здоровая лимфа, Без токсинов	4:31
Защита 1 автомат	Программа помогает снять вирусную, бактериальную и токсическую нагрузки, повышая защитные силы организма.	Антивирус+ Нет стрептококкам+ Стоп герпес симплекс+Без токсинов	12:09
Защита 2 автомат	Препятствует воздействию канцерогенных факторов на организм человека, тем самым снижая риск перерождения клеток.	Без мутаций 1+ Без мутаций 2+ Антивирус ЖКТ+Без трихомонады	13:54

Защита 3 автомат	Программа помогает противостоять вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень интоксикации.	Стоп герпес зостер+ Нет стафилококкам+ Нет хламидиям+ Интимное здоровье+ Стоп амеба	12:42
Защита 4 автомат	Программа уменьшает грибковую токсическую нагрузку, повышая собственные защитные силы и снижает вероятность возникновения опухолевых процессов.	Без мутаций 1+ Без мутаций 2+ Стоп кандида+ Стоп пеницилл	12:48
SOS 1 автомат	Программа помогает снять вирусную, бактериальную и токсическую нагрузки, повышая защитные силы организма.	Антивирус+ Нет стрептококкам+ Стоп герпес симплекс+Без токсинов	12:09
SOS 2 автомат	Программа работает на уничтожение патогенов, попавших в организм при укусе клеща и снижению общей токсической нагрузки.	Стоп клещи 1+ Стоп клещи 2+ Антивирус ЖКТ+Без трихомонады	11:39
SOS 3 автомат	Программа помогает противостоять вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень интоксикации.	Стоп герпес зостер+ Нет стафилококкам+ Нет хламидиям+ Интимное здоровье+ Стоп амеба	12:42
SOS 4 автомат	Программа снижает грибковую токсическую нагрузку, повышая защитные силы организма при борьбе с боррелией.	Стоп клещи 1+ Стоп клещи 2+ Стоп кандида+ Стоп пеницилл+Без токсинов	11:51
Восстановление 1 автомат	Программа направлена на снятие болевых ощущений после стоматологических вмешательств, восстановлению поврежденной слизистой, уменьшению отечности, ускорению процесса регенерации тканей.	Стоп травма (зубы)+ Рот в порядке	6:33
Восстановление 2 автомат	Программа уменьшает влияние патогенных факторов, снижая степень воспалительного процесса. Способствует скорейшему восстановлению.	Антисептик+ Антивоспаление общая	6:09
Здоровые десны автомат	Программа способствует уменьшению воспалительного процесса полости рта, улучшает трофику тканей, укрепляет местный иммунитет.	Здоровые десны+ Обновление слизистой	6:48
Восстановление нервов автомат	Программа направлена на улучшение работы нервной системы при поражении патогенами, попавшими в организм вследствие клещевого укуса. Уменьшает отечность, способствует восстановлению целостности нервного волокна и нервных связей различных отделов нервной системы.	Нервы в порядке+ ЦНС без проблем	4:51
Здоровое дыхание	Программа направлена на подавление активности вирусов и бактерий, вызывающих заболевания дыхательных путей, способствует снижению вероятности обострений, уменьшению интоксикации, повышению защитных сил организма.	Стоп коронавирус new+ Стоп пневмобактерии+ Без токсинов	10:37
Без укачивания автомат	Программа способствует расслаблению стенки кишечника, снижению болевых ощущений, приступов тошноты, способствует улучшению состояния. Применение: использовать желательно за 30 мин до начала поездки.	Без укачивания Стоп спазм (кишечник)	4:35

SOS! Аллергия автомат	<p>Программа снижает аллергические проявления, способствует улучшению дыхания, снимая спазм, уменьшению воспалительного процесса, снятию отечности и зуда.</p> <p>Применение: ежедневно в течение всего периода воздействия аллергенов или по необходимости, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп аллергия»).</p>	<p>Без аллергии new</p> <p>Стоп конъюнктивит</p>	6:14
Восстановление 3 автомат	<p>Программа способствует улучшению кровоснабжения органов и тканей, активирует процесс регенерации особенно после перенесенных инфекционных заболеваний, или травм.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, при необходимости программу используют до полного восстановления, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»).</p>	<p>Восстановление кровообращения</p> <p>Исцеление</p>	2:53
Крепкий сон автомат	<p>Программа нормализует психологическое состояние, снижает возбудимость нервной системы, способствует улучшению настроения и содействует спокойному сну.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс» или «Стоп бессонница»).</p>	<p>Крепкие нервы</p> <p>Спокойный сон</p>	6:20
Стоп старение мозга автомат	<p>Программа способствует поддержанию функций мозга, замедлению процесса разрушения нейронов, помогает улучшить кровоснабжение тканей органов головы, тем самым увеличив поступление кислорода и питания к ним.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»). Курс повторяют регулярно каждый квартал.</p>	<p>Стоп деменция</p> <p>Стоп Паркинсон</p> <p>Кровообращение головы</p>	9:36
Стоп усталость автомат	<p>Программа снижает возбудимость нервной системы, помогает нормализовать психологическое состояние, улучшает кровоснабжение тканей органов головы, способствует повышению работоспособности.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс»).</p>	<p>Крепкие нервы</p> <p>Кровообращение головы</p> <p>Стоп усталость</p>	9:09
Антивоспаление (женская) автомат	<p>Программа снижает воспалительный процесс, облегчает болевые ощущения, помогает восстановить гормональное равновесие, нормальную работу репродуктивной системы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами по соответствующим инфекционным агентам на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье женщины»).</p>	<p>Стоп воспаление малого таза</p> <p>Для женщин</p>	6:35
Антивоспаление (мужская) автомат	<p>Программа способствует снижению воспалительного процесса, восстановлению нормальной работы репродуктивной системы, снижает вероятность развития осложнений (импотенции, бесплодия).</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами по соответствующим инфекционным агентам на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье мужчины»).</p>	<p>Стоп воспаление малого таза</p> <p>Мужская сила</p>	5:56

Гастро актив автомат	<p>Программа способствует облегчению боли, снятию воспаления, восстановлению слизистой, нормализации работы желудка, желчного пузыря, поджелудочной.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Желудок+ автомат» на DeVita Ritm и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем». С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.</p>	<p>Здоровый желудок Дуоденит, стоп! Здоровая поджелудочная</p>	9:21
Кишечник без раздражения автомат	<p>Программа уменьшает болевые ощущения, метеоризм, вздутие, снимает воспаление слизистой, нормализует моторику ЖКТ.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Пищеварение без проблем»).</p>	<p>Спокойный кишечник Кишечник без расстройств</p>	7:56
Без запоров автомат	<p>Программа способствует снятию спазмов, снижению болевых ощущений, нормализует моторику толстого кишечника.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Стоп стресс», «Стоп паразиты»).</p>	<p>Без запора Стоп спазм (кишечник)</p>	3:44
Кожа без прыщей автомат	<p>Программа борется с патогенной микрофлорой, уменьшает воспалительные процессы, выводит токсины из организма, регулирует барьерную функцию кожи, улучшает ее состояние.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Базовая 2 автомат» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»).</p> <p>При предрасположенности кожи к образованию акне, с целью предупреждение воспаления использовать программу желательнее каждый квартал по указанной выше схеме.</p>	<p>Бактерия акне стоп Без токсинов Кожа без акне Стоп прыщи</p>	5:01
Здоровые ногти автомат	<p>Программа вызывает гибель патогенных грибов, уменьшает воспалительные процессы, выводит токсины, способствует восстановлению целостности кожи стоп и ногтей, улучшая их состояние.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательнее повторить через месяц. С целью предупреждения возникновения заболевания – один-два раза в год (осень-весна).</p>	<p>Нет онихомикозу Без трихофитона Ногти без грибка Без микроспорума Без токсинов</p>	10:41
Стоп грибки кожи автомат	<p>Программа подавляет развитие грибковой флоры кожи головы и тела, уменьшает воспалительные процессы, снижает токсическую нагрузку, способствует улучшению качества жизни.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательнее повторить через месяц.</p>	<p>Без эпидермофитона Без трихофитона Без микроспорума Кожа без грибов Без токсинов</p>	8:23

Поясница без боли автомат	<p>Программа снимает болевые ощущения, снижает воспалительный процесс, улучшает кровоснабжение в области поясницы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель или по необходимости, совмещая с программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.</p>	<p>Поясница без воспаления</p> <p>Стоп боль (поясница)</p>	6:14
Здоровая спина автомат	<p>Программа помогает уменьшить спазм мышц, снизить болевые ощущения, способствует восстановлению мышечного волокна, повышает эластичность мышц, снижает их тонус, улучшает состояние всех тканей позвоночника.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.</p>	<p>Ровный позвоночник</p> <p>Стоп спазм (мышцы)</p> <p>Мышцы без зажима</p>	8:24

ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММ DEVITA AP

DeVita AP (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Нет стафилококкам	Гнойные инфекции ран, заражение, гнойно-воспалительные заболевания разных органов (верхних дыхательных путей, горла, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, наружных половых органов, мочевыделительной системы, оболочек головного мозга, пищевая токсикоинфекция). Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет стрептококкам	Заболевания уха, горла, носа, воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата, сердца, почек, кожных покровов. Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет хламидиям	Инфекции мочеполовой системы, суставов, глаз, верхних и нижних дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы. Предупреждение профессиональных заболеваний у лиц, работающих с птицами. А также предотвращение заражения через водоемы при купании и передачи инфекции плоду во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	10-14 дней
Нет хеликобактеру	Воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки, повреждение слизистых этих органов.	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	3-5 недель
Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые клебсиеллой: воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Проблемы, вызываемые листерией: воспаление органов ЖКТ, мозговых оболочек, суставов, органов дыхания. В целях предупреждения профессиональных заболеваний людей занимающихся животноводством, птицеводством, первичной обработкой мяса и шнур. Проблемы, вызываемые пневмококком: воспаление дыхательных путей, ушей, суставов, мозговых оболочек, заражение крови.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день
Без гепатита А	Предупреждение заболевания вирусом при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 недели	6 месяцев
Без токсинов	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных)	Антитоксический Энергосберегающий	1-2 часа	1 месяц

Стоп герпес зостер	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес симплекс	Генитальный герпес и герпес губ	Противовирусный Противовоспалительный	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес	Как дополнение к любой из противогерпетических программ для сокращения сроков выздоровления и уменьшения воспалительных и болевых проявлений.	Противовирусный Противовоспалительный Противоозудный	В течение дня	1 месяц
Здоровая лимфа	Нарушения в работе лимфатической системы проявляющиеся следующими признаками: опухшие пальцы и склонность к отекам, хроническая усталость, запор, обесцвеченная кожа на ногах, боль в груди и отеки, сухая раздраженная кожа, невозможность сконцентрироваться, холодные руки и ноги, целлюлит.	Противовоспалительный Противоотечный Антиоксический	В течение дня	1 месяц
Антипростуда	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противовирусный Противовоспалительный Противоотечный	2-3 часа	5-7 дней
Стоп плесень и грибки	Поражения кожи, подкожно-жировой клетчатки, слизистых оболочек, зрительного и слухового аппаратов, костей, суставов, а также внутренних органов (бронхолегочной системы, печени, селезенки, сердца, сосудов, ЖКТ, почек, ЦНС), аллергические реакции в виде кашля, заложенности носа, кожных высыпаний. Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, при длительном нахождении во влажных помещениях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца
Стоп кандида	Заболевания слизистых оболочек внутренних органов, кожи, сопровождающиеся высыпаниями, дисбактериозом, ощущением жжения в половых органах.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без грибка	Поражение кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек внутренних органов грибками рода: трихофитон, микроспорум, мукор. Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.	Противомикотический Противовоспалительный Противоозудный	2-3 дня	3-6 месяцев
Нет простейшим	Воспалительные процессы органов ЖКТ, вызванные рядом простейших: лямблии, амебы и др. Предотвращение заражения через водоемы при купании.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

Интимное здоровье	Заболевания слизистой дыхательных путей, мочеполовой сферы, вызванные такими возбудителями как: уреаплазма, микоплазма, токсоплазма. Предупреждение передачи инфекций плоду, половому партнеру.	Антибактериальный Противопаразитарный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без шистосом и трематод	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным, а также шистосомами.	Антипаразитарный	1-5 дней	1-2 месяца
Нет нематод и аскарид	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты общая	Подавление жизненной активности различных видов паразитов. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты ЖКТ	Паразиты печени и поджелудочной железы, 12-и перстной кишки. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Антигрипп	Программа направлена на уничтожение различных штаммов вирусов гриппа (А, В, С)	Противовирусный	2-3 часа	5-10 дней
Стоп грипп базовая	Мутировавшие формы гриппа, высокая температура, боль.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный	1-2 часа	5-10 дней
ЖКТ в порядке	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией, кишечной палочкой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику	2-3 часа	5-7 дней
Помощь при отравлениях	Поможет нормализовать состояние при энтеровирусной инфекции и заражении сальмонеллой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику Антитоксический	2-3 часа	10 дней
Антивирус	Снижение общей вирусной нагрузки, цитомегаловирусной инфекции, протекающей в форме упорной простуды с головными и суставными болями, воспалением слюнных желез.	Противовирусный Противовоспалительный	2-3 часа	1 месяц

Антивирус	Инфекции верхних дыхательных путей, лимфоидной ткани, печени, селезенки, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр. Эффективна при переохлаждении.	Противовирусный Противовоспалительный	2-3 часа	1 месяц
Дренаж общая	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных)	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный	В течение дня	1 месяц
Дренаж анти-токсический	При химических токсических нагрузках тканевого сектора солями тяжелых металлов, радионуклидами, пищевыми токсинами.	Антитоксический Лимфодренажный	1-2 дня	14-21 день
Мексиканка детокс	После оперативных вмешательств, при хронической и лекарственной интоксикации.	Лимфодренажный Противоотечный Антитоксический Стабилизирующий Регулирующий	6-7 дней	1 месяц
Нет аллергии	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), стабилизация иммунной системы.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	1-2 дня	4-6 месяцев
Управление весом	При наличии лишнего веса, нарушении аппетита, уничтожает одну из причин ожирения — аденовирус Ad-36	Противовирусный Антитоксический	2-4 недели	4-6 месяцев
Стоп клещи 1	При свежих укусах клещей. Программы используются в паре. Если укусы были ранее, необходимо пройти курс по комплексу «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противовирусный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп клещи 2				
Стоп простуда общая	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1 месяц
Антивоспаление общая	При любых воспалительных процессах в организме.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1-2 месяца
Антисептик	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Антисептический Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-21 день
Антивирус ЖКТ	Предупреждение заболевания вирусом коксаки при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений. О наличии вируса могут говорить следующие признаки: обезвоживание, боль в горле, наличие пузырьковой сыпи на коже.	Противовирусный Защищающий клетки Нормализующий моторику	1-2 дня	14-21 день
Чистые пазухи	При острых воспалениях слизистой носа и пазух (синусит, гайморит и др.) Совместно с противовирусными и антибактериальными программами.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день

Чистые пазухи общая	При хронических проблемах со слизистой носа и пазух. Как одно из средств предупреждения острого процесса в верхних дыхательных путях при простудных заболеваниях.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Стабилизирующий	1-2 дня	14 дней
ЦНС без проблем	При негативном расстройстве нервной системы, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.)	Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки Восстанавливающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Уши без воспаления	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день
Желчь без застоя	При нарушении своевременного и равномерного отделения желчи в кишечник, что может быть следствием нерегулярного питания, потребления вредных продуктов, избыточным потреблением жиров, медикаментов, наличием паразитозов.	Противовоспалительный Обезболивающий Желчегонный	2-3 часа	1-4 месяца
Без мутаций 1	Для предупреждения развития клеточных мутаций, снижения негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки. Особое внимание следует уделить тем, кто проживает в неблагоприятных экологических районах, испытывает большое эмоциональное напряжение и влияние негативных производственных факторов. Программы целесообразно использовать в комплексе «Защити себя».	Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки	3-4 дня	6-12 месяцев
Без мутаций 2				
Здоровые десны	При наличии зубных протезов, брекетов, коронок, а также инфекциях полости рта, вызывающих воспаление десен.	Противовоспалительный Обезболивающий Антитоксический Улучшающий трофику	2-3 часа	1 месяц
Рот в порядке	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Обновление слизистой».	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Стоп травма (зубы)	После любых стоматологических вмешательств (лечение, удаление, протезирование, чистка и др). Для более эффективного воздействия рекомендуется использовать в комплексе с другими программами (см. комплекс «Здоровые зубы»).	Обезболивающий Противоотечный Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-14 дней

Обновление слизистой	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Рот в порядке».	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Иммуностабилзирующий	1-2 дня	1 месяц
Без свища	После стоматологических вмешательств(удаление, лечение), при наличии отечности десны, болезненности.	Противовоспалительный Противоотечный Антитоксический	1-2 дня	7-14 дней
Стоп аденовирус общая	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, глаз, кишечника.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Нервы в порядке	При нарушении целостности нервного волокна, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.)	Противовоспалительный Защищающий клетки	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп амеба	Поможет нормализовать состояние при дизентерии, гастроэнтерите, кишечных язвах, вызванное присутствием простейшего. Рекомендуются использовать для предотвращения заражения при посещении тропических и субтропических стран Азии, Африки, Ю. Америки.	Противопаразитарный Противовоспалительный Нормализующий моторику	2-3 дня	1 месяц
Стоп коронавирус	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Без клебсиеллы	Воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Рекомендуется в качестве дополнения при вирусной нагрузке, нарушении питания, также лицам со сниженным иммунитетом, лицам страдающим алкоголизмом, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, печени.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Стоп мигрень	При головных болях различного происхождения.	Обезболивающий Спазмолитический Нормализующий кровообращение	В течение дня	1 месяц
Стоп пеницилл	Для снижения токсико инфекции при использовании пораженных грибком продуктов, при хронических заболеваниях дыхательных путей, почек, аллергической реакции на пеницилл.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Горло без боли	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	14-21 день

Без нампилло-бактер	В качестве дополнительного метода для предотвращения заражения и развития диареи лицам, работающим в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, а также туристам, посещающим развивающиеся страны, людям употребляющим загрязненные мясные продукты, молоко, воду.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Без клостридий	При повреждении целостности кожного покрова с загрязнением (порезы, укусы, другие травмы). При использовании в пищу просроченных или сомнительных продуктов, консервов и т. д. Чередовать с программой «Без токсинов» циклично в течение дня. Обязательно обращение к врачу!	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Без криптококка	В качестве одного из методов предупреждения заболевания лицам, работающим в птицеводческих хозяйствах, занимающихся разведением птиц в квартире или собственном хозяйстве. Особое внимание людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями легких, находящимся в местах скопления птиц.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без энтерококка	При частом и болезненном мочеиспускании, боли при дефекации, снижении потенции, повышенной утомляемости, депрессии, гастрите, дисбактериозе, пищевом отравлении.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без эхинококка	Для предупреждения глистной инвазии и поражения внутренних органов лицам, разводящих животных, снот, занимающихся сбором ягод, фруктов, овощей, охотой. Особенно проживающих в Южной Америке и Европе, Северной Африке, Новой Зеландии, Австралии, в России в районах: Поволжья, Западной Сибири, Краснодарского края, на Дальнем Востоке.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Без лептоспиры	При желтухе, водяной лихорадке, как профессиональных заболеваний скотоводов и работников сельского хозяйства.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Нет нематод и аскарид новая	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Усиленная, расширенная программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы (почечных лоханок и мочевого пузыря).	Противовирусный Защищающий клетку	2-3 дня	1 месяц

Без папиллом общая	При поражении кожи и слизистых оболочек, вызванном вирусом папилломы человека. Желательно использовать с комплексом «Чистая кожа».	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без протей	При гастрите, диарее, боли в животе, рвоте, обострении дерматита, аллергии, проблемах в работе мочеполовой системы, долго незаживающих ранах.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без синегнойки	При локальных гнойно-воспалительных процессах в мягких тканях, органах слуха, легких, суставов и др. Также лицам, находящимся длительное время в условиях стационара.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без рикетсии	При укусах клещей особенно в странах Азии и Австралии, сыпном тифе, клещевых лихорадках и др.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без ротавируса	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией.	Противовирусный Защищающий клетки	1-2 дня	14-21 день
Без сальмонеллы	Поможет нормализовать состояние при токсикоинфекции, появившейся в результате употребления в пищу продуктов с патогенными микроорганизмами.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без шигеллы	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при диарее, вызванной присутствием данной бактерии.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без токсоплазмы	При паразитарной инвазии, вызванной внутриклеточным простейшим и сопровождающейся развитием воспалительного процесса в лимфоузлах, печени, мозге, легких, сердце, мышцах и др.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без трематод общая 1	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным и др. Программы используются совместно друг с другом.	Антипаразитарный Защищающий клетки Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без трематод общая 2				
Без трихомонады	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, болевых ощущениях во время полового акта, зуде и жжении, выделениях и неприятном запахе.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без уреаплазмы	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, нарушениях репродуктивной функции, болях внизу живота, учащенном и болезненном мочеиспускании.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

Без иерсинии	При тонико-аллергической реакции, возникающей при несоблюдении гигиенических мер и сопровождающейся кожными высыпаниями, нарушением работы ЖКТ, воспалением суставов.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп коронавирус new	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких, слабости, снижении обоняния и слуха. Улучшенная и расширенная программа. Желательно использовать согласно методике комплекса «Стоп коронавирус».	Противовирусный Защищающий клетки Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц
Стоп пневмо- бактерии	При воспалении органов дыхательной системы, вызванном Streptococcus pneumoniae, Chlamydomphila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae и др., сопровождающемся лихорадкой, слабостью, головной болью, кашлем, одышкой, болью в груди, мышцах и суставах.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц
Без кашля	При наличии как сухого, так и влажного кашля при различных инфекциях. Для получения лучшего эффекта желательно использовать с программами DeVita Ritm «Антипростуда», «Дыши легко».	Противовоспалительный Противоотечный Снимающий спазмы	В течение дня	1 месяц
Без пневмонии	При наличии инфекции дыхательных путей, кашля, общей слабости, утомляемости, сонливости, одышке, боли в грудной клетке. Желательно использование с другими противовоспалительными программами как общими, так и направленными на нормализацию функции дыхательной системы.	Противовоспалительный Противоотечный	2-3 дня	1 месяц
Поясница без воспаления	При боли в области поясницы и крестца.	Противовоспалительный Обезболивающий Улучшающий трофику	В течение 2-3 часов	1 месяц
Бактерия акне стоп	При наличии угревой сыпи	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	1 месяц
Без микро- спорума	При появлении стригущего лишая на коже головы, области волосистых участков кожных покровов. И в целях предупреждения заражения при контакте с больными людьми, их предметами личной гигиены, одежды. Или при общении с больными животными.	Противомикотический Противовоспалительный	3-5 дней	1-2 месяца
Нет онихоми- козу	При поражении ногтевых пластин грибом. И в целях предупреждения заражения при посещении общественных бань, саун, плавательных бассейнов, пляжей.	Противомикотический Противовоспалительный	5-7 дней	3-6 месяцев
Зигомицеты, стоп!	Для снижения вероятности заражения грибковой флорой при некоторых хронических заболеваниях.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1-2 месяца

Ногти без грибка	При поражении грибком кожи стоп и ногтей. И в целях предупреждения заражения при посещении общественных влажных мест, нарушении личной гигиены.	Противомикотический Противовоспалительный	5-7 дней	3-6 месяцев
Без трихофитона	При поражении грибком гладкой кожи. И в целях предупреждения заражения при контакте с зараженными людьми их вещами или общении с больными животными.	Противомикотический Противовоспалительный	5-7 дней	1 месяц
Mycosis fungoides	Для снижения вероятности заражения грибковой флорой при некоторых хронических заболеваниях.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1-2 месяца
Солнечный кератоз	Для предупреждения распространения или появления шелушащихся возрастных пятен, особенно у лиц, долгое время подвергавшихся солнечному или фото облучению.	Противовоспалительный Защищающий клетки	5-7 дней	2-3 месяца
Стоп бородавки	Для предупреждения распространения вируса в организме и снижения образования кожных наростов.	Противовирусный Противовоспалительный	5-7 дней	1 месяц
Стоп прыщи	При наличии воспалительных очагов на коже лица и тела.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Пальцы без воспаления	При наличии воспалительного процесса в области пальцев, вызванного травмами, полученными во время выполнения маникюра, или инъекции, удаления заусенца, вросшего ногтя.	Противовоспалительный Противоотечный Ускоряющий регенерацию	2-3 дня	14-28 дней
Склеродермии – нет	Для снижения вероятности развития заболевания при наличии наследственной предрасположенности.	Противовоспалительный Стабилизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Рожа – болезнь, стоп	Для снижения области распространения и предупреждения развития инфекции при нарушении целостности кожного покрова и слизистых.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Успокой псориаз	Для улучшения качества жизни и снижения осложнений при наличии заболевания.	Противовоспалительный Стабилизирующий	2-3 дня	1-2 месяца
Финикийская болезнь	При наличии инфекции и в целях предупреждения заражения при общении с больными людьми и обезьянами.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Без эпидермофитона	При наличии грибковой инфекции на любых участках тела человека и для предупреждения заражения при контакте с больным человеком.	Противомикотический Противовоспалительный	5-7 дней	1 месяц
Восстановление кровообращения	При нарушении кровообращения, связанном с хроническими или инфекционными заболеваниями.	Противовоспалительный Антиоксидантический Нормализующий кровообращение	1-2 дня	1 месяц
Здоровая селезенка	При снижении иммунитета и проблемах с органом особенно, при нахождении в состоянии длительного стресса.	Противовоспалительный Иммуностабилзирующий Антиоксидантический	2-3 дня	1 месяц

Исцеление	Для восстановления организма после перенесенных заболеваний или травм.	Противовоспалительный Антиоксидантный Ускоряющий регенерацию	2-3 дня	1-2 месяца
Гарднерелла стоп	Для предупреждения развития воспалительных процессов в области мочеполовой сферы, при гормональных и физиологических изменениях, беспорядочных половых отношениях, неправильном использовании средств личной гигиены и др.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14 дней
Мужская сила	При эректильной дисфункции, нарушении работы репродуктивной системы в целом и предстательной железы в частности.	Противовоспалительный Улучшающий трофику	2-3 дня	6-12 месяцев
Без актиномицетов	Для предотвращения распространения инфекции, в результате ее попадания через поврежденные кожные покровы при работе с землей. Работникам сельского хозяйства использовать в целях предупреждения инфицирования.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	14 – 28 дней
Стоп гонококк	Программа для сексуально активных людей в целях предупреждения заражения и возникновения воспалительного процесса мочеполовой сферы, также для улучшения состояния при заболевании.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14 – 28 дней
Стоп парвовирус	Для облегчения состояния при болях в суставах, хронической анемии, ослабленном иммунитете.	Противовирусный Противовоспалительный	2-3 дня	14 дней
Без туберкулеза	В качестве дополнительного метода для предотвращения заражения и развития воспаления особенно у лиц, входящих в группу риска (медработники, сотрудники приютов и исправительных учреждений)	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Без бруцеллы	При использовании в пищу недостаточно термически обработанных молочных и мясных продуктов; тесном контакте с с/х животными. В группе риска люди, содержащие коров, коз, овец	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	3-5 недель
Кожа без акне	При наличии признаков воспаления на коже (угрей), образующихся в результате изменения гормонального фона (подростки), стрессов, переизбытка ультрафиолета, использовании неподходящей косметики.	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	1-2 месяца
Кожа без грибов	Для предотвращения заражения грибами при нарушении гигиены, хронических заболеваний кожи. Желательно использовать совместно с программами «Без эпидермофитона», «Без трихофитона».	Противомикотический Противовоспалительный Противозудный	5-7 дней	1 месяц
Ровный позвоночник	При слабом мышечном корсет спины; малоподвижности; неравномерной физической нагрузке, заболеваниях опорно-двигательного аппарата.	Противовоспалительный Обезболивающий Улучшающий трофику	В течение 2-3 часов	1 месяц

Стоп боль (поясница)	При болях различного происхождения в области поясницы.	Противовоспалительный Обезболивающий	В течение 2-3 часов	1 месяц
Без аллергии new	При наличии аллергических проявлений у лиц, имеющих наследственную или профессиональную предрасположенность.	Антиоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилзирующий	1-2 дня	1-2 месяца
Без сосальщика	При использовании в пищу недостаточно термически обработанной рыбы, при контакте с бытовыми приборами для разделки рыбы, несоблюдении личной гигиены.	Антипаразитарный	5-7 дней	1 месяц
Стоп деменция	Для предотвращения снижения мыслительных способностей особенно у лиц пожилого возраста.	Противовоспалительный Антиоксический Регулирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Стоп Паркинсон	Как дополнительное средство замедления развития заболевания у лиц пожилого возраста.	Противовоспалительный Антиоксический Стабилизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Стоп боль (травма)	При любых видах травм. Для лучшего эффекта можно дополнить программой «Антисептик».	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	В течение дня	2-3 недели
Крепкие нервы	Лицам, страдающим перепадами настроения, раздражительностью, состоянием длительной усталости.	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Антистрессовый	2-3 дня	1 месяц
Спокойный сон	При нарушении качества сна, небольшой его продолжительности.	Антиоксический Регулирующий	2-3 дня	1 месяц
Спокойный кишечник	При вздутии живота, урчании, метеоризме, проблемах со стулом.	Противовоспалительный Обезболивающий Антиоксический	1-2 дня	6-12 месяцев
Здоровый желудок	При болях в области желудка, изжоге, функциональных нарушениях работы желудка.	Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1-4 месяца
Дуоденит, стоп!	При болях в верхней части живота, наличии проблем с начальным отделом кишечника. Желательно использовать с программой «Здоровый желудок».	Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1-4 месяца
Здоровая поджелудочная	При нарушении работы поджелудочной железы.	Нормализующий Противовоспалительный	3-4 дня	1-2 месяца
Сахар под контролем	При нарушении работы поджелудочной железы и повышении уровня сахара.	Нормализующий Противовоспалительный	3-4 дня	6-12 месяцев
Стоп диабет	Как дополнительное средство в целях поддержания хорошего самочувствия.	Стабилизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Тонкий кишечник	При функциональных нарушениях работы кишечника.	Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	6-12 месяцев

Кишечник без расстройств	При функциональных нарушениях работы, при перенесенных инфекционных заболеваниях кишечника.	Противовоспалительный Обезболивающий Нормализующий моторику	1-2 дня	6-12 месяцев
Без геморроя	При наличии дискомфорта сопровождающегося ощущением тяжести и жжения в области заднего прохода, выделением крови в конце дефекации.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий	5-7 дней	1-2 месяца
Стоп воспаление мочевого пузыря	При воспалительных процессах органов половой сферы у мужчин и женщин.	Противовоспалительный Обезболивающий	2-3 дня	1 месяц
Стоп ветрянка	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Противовирусное Противовоспалительное	2-3 дня	14-28 дней
Стоп краснуха	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Противовирусное Противовоспалительное	2-3 дня	14-28 дней
Без паротита	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Противовирусное Противовоспалительное	2-3 дня	14-28 дней
Стоп скарлатина	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Стоп корь	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Противовирусное Противовоспалительное	2-3 дня	14-28 дней
Нет дифтерии	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Стоп холера	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения, лицам посещающим страны Африки, Ю.Америки, Индию.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	2-3 дня	14-28 дней
Стоп коклюш	Для ускорения процесса выздоровления и в целях предупреждения заражения.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 дня	14-28 дней
Без запора	Для улучшения процесса дефекации, снижения неприятных ощущений.	Противовоспалительный Нормализующий моторику	1-2 дня	6-12 месяцев
Кровообращение головы	При ухудшении памяти, наличии головных болей, головокружении, снижении внимания и остроты зрения.	Обезболивающий Нормализующий кровообращение	1-2 дня	1 месяц
Для женщин	Для улучшения состояния при наличии воспаления репродуктивных органов .	Противовоспалительный Противоотечный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп спазм (мышцы)	При слабом мышечном корсете, нахождении в неудобной позе, резком поднятии тяжестей, проблемах с опорно-двигательным аппаратом.	Противовоспалительный Обезболивающий Противоотечный	В течение 2-3 часов	1 месяц
Без укачивания	Для уменьшения неприятных ощущений при езде в транспорте.	Спазмолитический Успокаивающий Стабилизирующий	20-30 минут	1 месяц
Стоп спазм (кишечник)	При расстройстве кишечника, нарушении моторики.	Спазмолитический Нормализующий моторику	1-2 дня	6-12 месяцев

Стоп конъюнктивит	При воспалении слизистой глаза, которое сопровождается покраснением, раздражением или слезотечением.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Противоотечный Антитоксический	1-2 дня	14-21 день
Мышцы без зажима	При слабом мышечном корсете, нахождении в неудобной позе, резком поднятии тяжестей, проблемах с опорно-двигательным аппаратом.	Спазмолитический Противовоспалительный Антитоксический	В течение 2-3 часов	1 месяц
Стоп усталость	При ощущении слабости, утомления, вялости, возникающем после длительного стресса, переутомления, бессонницы.	Антистрессовый Восстанавливающий энергию	2-3 дня	1 месяц

DeVita AP (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Базовая 1 автомат	При вирусной и протозойной нагрузках. Оптимальная предотвращение заболеваний при смене климатических поясов, посещениях Азиатских стран.	Противовирусный Противовоспалительный Противопротозойный	1-3 дня	2- 4 недели
Базовая 2 автомат	При токсической нагрузке, вызванной стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для предупреждения кожных инфекций.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	10-14 дней
Базовая 3 автомат	При бактериальном отягощении органов ЖКТ и мочеполовой системы.	Противовирусный Противовоспалительный Антибактериальный Антитоксический	1-3 дня	2-4 недели
Базовая 4 автомат	При наличии в организме микотоксинов, образованных плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Противоаминотический Противовоспалительный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Очищение автомат	При нарушении работы лимфатической системы, отечности, снижении иммунитета.	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный Противоотечный	В течение дня	1 месяц
Стоп паразиты автомат	При паразитарном отягощении печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсической нагрузке, вызванной жизнедеятельностью данных форм.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп грипп автомат	Воспалительные процессы, вызванные различными штаммами вируса гриппа.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	5-10 дней
Стоп герпес S автомат	При образовании пузырьков на слизистых оболочках губ, гениталий, глаз, рта, коже, образующихся за счет активации вируса Herpes Simplex	Противовирусный Противовоспалительный Противовоздушный Антитоксический	В течение дня	1 месяц

Стоп герпес Z автомат	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Без простуды автомат	Воспаления носа, горла, бронхов.	Противовирусный Противовоспалительный Антитоксический	В течение дня	5-7 дней
Поддержка иммунитета автомат	Эффективна для предотвращения простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Противовирусный Антитоксический	2-3 часа	5-7 дней
Без гельминтов автомат	Эффективна для предупреждения гельминтозов у детей и взрослых.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Снижаем вес автомат	При лишнем весе, являющемся следствием вирусного отягощения. Отечности.	Противовирусный Антитоксический	1-2 дня	4-6 месяцев
Уменьшаем объем автомат	При нарушении работы лимфатической системы, задержке жидкости, снижении иммунитета в следствие повышенной интоксикации.	Антитоксический, Лимфодренажный, Противоотечный	1-2 дня	4-6 месяцев
Защита 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых токсинов.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 2 автомат	При неправильном образе жизни, больших стрессовых и физических нагрузках, проживании в неблагоприятных экологических районах. Программу рекомендуется использовать с составе комплекса «Защити себя».	Противовирусный Противопротозойный Противовоспалительный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
Защита 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 4 автомат	При грибковой нагрузке и в целях предотвращения мутаций и негативного перерождения клеток. Программу рекомендуется использовать с составе комплекса «Защити себя».	Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
SOS 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых токсинов.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 2 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!»	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	6-12 месяцев
SOS 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев

SOS 4 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!»	Антибактериальный Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический	3-4 дня	6-12 месяцев
Восстановление 1 автомат	При воспалении и повреждениях слизистой полости, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Восстановление 2 автомат	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	В течение суток	2-4 недели
Здоровые десны автомат	При инфекциях и повреждениях полости рта. Рекомендуется использовать согласно методике комплекса «Здоровые зубы».	Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	4-6 месяцев
Восстановление нервов автомат	При негативном расстройстве нервной системы, нарушении целостности нервного волокна, вызванных укусами клещей или другими факторами.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
Здоровое дыхание	При заболеваниях дыхательных путей: носа, горла, бронхов, легких.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц
Без укачивания автомат	Для снятия приступов тошноты и улучшения состояния при езде на любых видах транспорта.	Спазмолитический Успокаивающий Стабилизирующий	20-30 мин.	1 месяц
SOS! Аллергия автомат	Для снятия неприятных ощущений и улучшения состояния при дыхательной аллергии на пыль, пыльцу, запахи и т.д.	Антибактериальный Противовирусный Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный	1-2 дня	1-2 месяца
Восстановление 3 автомат	После травм или инфекционных заболеваний для ускорения процессов регенерации.	Противовоспалительный Антитоксический Ускоряющий регенерацию Нормализующий кровообращение	2-3 дня	1-2 месяца
Крепкий сон автомат	Для улучшения качества и продолжительности сна.	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Антистрессовый Антитоксический Регулирующий	2-3 дня	1 месяц
Стоп старение мозга автомат	Для людей пожилого возраста при снижении когнитивных функций.	Противовоспалительный Антитоксический Регулирующий Нормализующий кровообращение	5-7 дней	6-12 месяцев

Стоп усталость автомат	Для поддержания нормального физиологического и психологического состояния при напряженной работе, стрессах.	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Антистрессовый Нормализующий кровообращение Восстанавливающий энергию	2-3 дня	1 месяц
Антивоспаление (женская) автомат	Как дополнительный метод для снятия воспаления при заболеваниях органов репродуктивной системы.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Нормализующий	2-3 дня	1-2 месяца
Антивоспаление (мужская) автомат	Как дополнительный метод для снятия воспаления при заболеваниях органов репродуктивной системы.	Противовоспалительный Нормализующий трофику	1-2 дня	1 месяц
Гастро актив автомат	Для поддержания работы желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы.	Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию Нормализующий	1-2 дня	6-12 месяцев
Кишечник без раздражения автомат	При метеоризме, вздутии, расстройствах кишечника.	Противовоспалительный Обезболивающий Нормализующий моторику Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	6-12 месяцев
Без запоров автомат	Для снятия неприятных ощущений при дефекации, улучшения эвакуационной функции кишечника.	Противовоспалительный Обезболивающий Противоотечный Нормализующий моторику	2-3 дня	6-12 месяцев
Кожа без прыщей автомат	При наличии акне.	Антибактериальный Противовоспалительный Антиоксидантный	5-7 дней	1 месяц
Здоровые ногти автомат	При воспалении кожи вокруг ногтей и между пальцев, зуде, изменении цвета и толщины ногтевых пластин.	Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный Противозудный	7-14 дней	3-6 месяцев
Стоп грибки кожи автомат	При воспалении кожи головы, в складках тела и открытых участках, зуде, изменении и утолщении структуры кожи и волос.	Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный Противозудный	5-7 дней	1 месяц
Поясница без боли автомат	При проблемах опорно-двигательного аппарата.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий	В течение 2-3 часов	1 месяц
Здоровая спина автомат	При проблемах опорно-двигательного аппарата, слабости мышечного корсета.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Антиоксидантный Улучшающий трофику	В течение 2-3 часов	1 месяц

Комплексное применение всех трех устройств DeVita — это залог здоровой и активной жизни. Только применяя все устройства, ваш организм будет полностью очищаться от токсинов, органы станут функционировать гармонично и слаженно, а вы почувствуете бодрость и прилив сил.

А необходимое клеточное питание наладит процессы жизнедеятельности.

Совместное применение технологий и напитков, произведенных компанией DEHolding – это ключ к здоровью и долголетию.

WWW.DEHOLDING.INFO