

КОМПЛЕКСНЫЙ

ПОДХОД *with*



Deta
Elis
Holding
Здоровье
Инновации
Человек



ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA RITM

№ п/п	Название программы	Описание программы
1	Активная защита	<p>Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.</p> <p>Применение: Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время. Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.</p>
2	Кровообращение	<p>Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.</p>
3	Пищеварение	<p>Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.</p>
4	Детоксикация	<p>В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
5	Антистресс	<p>Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном насаждении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».</p> <p>Применение: Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.</p>
6	7 чакр	<p>Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.</p> <p>Применение: Программа используется в дневное время.</p>

7	Гормоны в норме	<p>Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функцию системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.</p>
8	Чистые почки	<p>Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p> <p>Внимание: Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.</p>
9	Чистая лимфа	<p>Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).</p> <p>Внимание: Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
10	Здоровое зрение	<p>Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.</p> <p>Применение: Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.</p>
11	Женская сексуальность	<p>Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщине перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>

12	Мужская сексуальность	<p>Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, психо-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>
13	Стоп травмы	<p>Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.</p> <p>Применение: при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».</p>
14	Предтреник	<p>Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно после рабочего дня. Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировок, помогает побороть переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.</p> <p>Применение: перед каждой тренировкой.</p>
15	Тренировка	<p>Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.</p> <p>Применение: Программа используется во время тренировки.</p> <p>Внимание! Не является допингом.</p>
16	Здоровое сердце	<p>От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.</p> <p>Применение: Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.</p>
17	Сердечный ритм в норме	<p>Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.</p> <p>Применение: Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.</p>
18	Антипростуда	<p>Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.</p>

19	Дыши легко	<p>Бронхоспазм (кашель) – это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.</p>
20	Женское здоровье	<p>Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климатерические нарушения.</p> <p>Применение: Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю. Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.</p>
21	Мужское здоровье	<p>Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.</p> <p>Применение: Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».</p>
22	Здоровый сон	<p>Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.</p> <p>Применение: ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.</p>
23	Хорошее настроение	<p>Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в дневное время.</p>
24	Суставы без боли	<p>Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.</p> <p>Применение: при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.</p>

25	Суставы без воспалений	<p>Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т. д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, начиная за 2 недели до активных действий на даче или спортивных мероприятиях. Далее 1-2 раза в неделю до окончания сезона. Людям, с периодически обостряющимися проблемами спины и суставов, с целью поддержания здоровья 2 раза в год ежедневно в течение 1 месяца. При возникновении обострения сочетать с программой «Суставы без боли».</p>
26	Кишечник без проблем	<p>Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с пищеварением, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без проблем».</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.</p>
27	Обмен веществ в норме	<p>Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.</p> <p>Применение: по необходимости 1-2 раза в день.</p>
28	Красивая кожа	<p>Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются анне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день до получения желаемого результата.</p>
29	Красивые волосы и ногти	<p>Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных луковиц и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.</p> <p>Применение: ежедневно, до получения желаемого результата.</p>
30	Без аллергенов	<p>Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.</p> <p>Применение: по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.</p>

31	Иммунная защита	<p>Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и долголетию.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
32	Здоровые почки	<p>Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях. Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической функции почек и снижению отечности.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в течение месяца.</p>
33	Вегетативная регуляция	<p>Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы в ее работе могут выражаться в нарушении сердечного ритма, изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
34	Клеточное дыхание	<p>Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»</p>
35	Здоровые суставы	<p>Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.</p>
36	Без простатита	<p>Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки). Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».</p>
37	Нервное равновесие	<p>Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.</p> <p>Применение: при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед сном.</p>

38	После тренировки	<p>В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все, и в результате, пренращают дальнейшие тренировки. Программа снимает утомление мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной системы.</p> <p>Применение: после любого вида тренировок.</p>
39	Антиварикоз	<p>На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.</p> <p>Применение: по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно (при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свёрнутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не вставать в течении 30 мин.</p>
40	Голова без боли	<p>Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли разные: перепады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции, остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.</p> <p>Применение: по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.</p>
41	Сахар в норме	<p>Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелой физической или напряженный умственный труд; злоупотребление пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать работу поджелудочной железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».</p>
42	Оперативная память +	<p>Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.</p> <p>Применение: Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное время, желательно в процессе изучения необходимого материала.</p>
43	Нервная система, общая	<p>После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы нервной системы, вырывающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбои в функционировании зрительного нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи».</p>
44	Здоровые уши	<p>Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибами. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».</p>

45	Горло без проблем	<p>Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».</p>
46	Крепкие зубы	<p>Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки. Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».</p>
47	Поджелудочная в норме	<p>Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных процессов. Программа способствует нормализации функций железы при различных нарушениях.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».</p>
48	Здоровая щитовидная железа	<p>Щитовидная железа — часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной систем, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».</p>
49	Восстановление нервов	<p>При некоторых инфекционных заболеваниях, травмах, применении лекарственных препаратов, употреблении алкоголя, работе на вредном производстве могут возникнуть проблемы с периферической нервной системой. Чтобы поддержать работу нервной системы и восстановить нервные окончания используйте программу «Восстановление нервов».</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца. При необходимости курс повторять регулярно 2-3 раза в год.</p>
50	Восстановление после инфекции	<p>После перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции могут возникнуть различные проблемы со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем. Программа способствует восстановлению функций нервной системы, уменьшая такие проявления как бессонница, тревожность, раздражительность.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца после перенесенных инфекций, совмещая с программами «Восстановление кровоснабжения» на DeVita Ritm и «Крепкий сон автомат» на DeVita AP.</p>
51	Восстановление кровоснабжения	<p>Большое количество людей сталкиваются с проблемами кровообращения особенно после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. Это может вызвать не только риски развития проблем с сердечно-сосудистой системой, но и ухудшение общего состояния организма. Программа помогает улучшить кровообращение, восстановить кроветворную функцию, укрепить сосуды.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца после перенесенных инфекций, т.к. регулярное восстановление кровоснабжения является необходимым процессом поддержки своего здоровья. Можно совмещать с программой «Восстановление после инфекции».</p>
52	Здоровый желудок	<p>Признаки заболевания желудка проявляются в виде боли, тошноты, чувства быстрого насыщения, тяжести в желудке, отрыжке воздухом и др. Проблемы с желудком могут спровоцировать стрессы, неправильное питание, проблемы с ЖКТ, прием некоторых лекарственных препаратов. Программа способствует облегчению боли, восстановлению слизистой, нормализации работы желудка.</p>

52	Здоровый желудок	Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Здоровый желудок» на DeVita AP и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем» на DeVita Ritm. С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.
53	Здоровый позвоночник	«Здоровый позвоночник — здоровый организм». И это выражение подчеркивает важность позвоночника, поскольку он выполняет множество очень важных функций, связанных с поддержанием здоровья как отдельных органов, так и всего организма. Программа способствует ослаблению болевых ощущений, улучшению связочного аппарата, усиливает кровоснабжение, восстанавливая обменные процессы в тканях. Применение: ежедневно до момента восстановления, сочетая с программой «Мышцы без боли», «Суставы без воспаления» на DeVita Ritm и «Здоровая спина автомат» на DeVita AP. Желательно применять соответствующие упражнения для укрепления мышечного каркаса.
54	Мышцы без боли	Боли в мышцах могут быть вызваны несколькими причинами: усиленной физической нагрузкой, травмами, инфекционными заболеваниями, сидячим образом жизни, хронической усталостью. Программа помогает снять мышечный спазм, уменьшить болевые ощущения, улучшить кровоснабжение, повысить эластичность мышечных волокон. Применение: ежедневно до момента восстановления, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Здоровая спина» и «Движение без боли»).
55	Стоп астма	Астма — хроническое воспаление дыхательных путей, имеющее свои проявления. Может развиваться в любом возрасте, особенно если есть факторы риска: аллергия, наследственность, курение, вредные условия работы или бытовые условия. Программа помогает снять аллергические проявления, спазм бронхов, улучшить самочувствие. Применение: ежедневно в течение месяца или по необходимости, совмещая с программой «Без аллергии new» на DeVita Ritm и «Без аллергии new» на DeVita AP.
56	Желудок и кишечник	По статистике каждый второй человек имеет проблемы с желудком, или кишечником, или и тем и другим одновременно. Правильная работа ЖКТ — залог общего здоровья человека. Вот почему необходимо поддерживать правильную работу пищеварительной системы. И в этом поможет программа «Желудок и кишечник». Применение: ежедневно в течение месяца, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).
57	Кишечник в норме	Цивилизованный образ жизни, к сожалению, не способствует тому, чтобы облегчить работу желудка и кишечнику — офисная работа, фастфуд и ограниченная подвижность приводят к возникновению проблем с кишечником в виде болей, нарушению микрофлоры, перистальтики и др. Программа уменьшает спазмы и болевые проявления, улучшает перистальтику, способствует восстановлению слизистой. Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).
58	Без запора	Нарушение процесса дефекации явление достаточно частое и может проявляться ощущением неполного опорожнения кишечника, болями в животе. Запоры вызывают развитие дисбиоза кишечника, хронического колита и интоксикацию организма. Программа улучшает моторику кишечника, способствует восстановлению слизистой, улучшает кровоснабжение данной области, уменьшает болевые ощущения. Применение: ежедневно 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).
59	Стоп боль (голова)	Каждый человек в своей жизни хоть раз испытывал приступы головной боли. Она имеет разный характер и происхождение. Какого бы происхождения не была головная боль, программа поможет с ней справиться и облегчить самочувствие. Применение: по необходимости. При наличии провоцирующих заболеваний, совмещать с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP.

60	Здоровая кожа	<p>Воспаление кожи очень неприятное ощущение, проявляющееся жжением, зудом, повреждением тканей. Спровоцировать появление дерматита могут инфекции кожи, аллергические реакции, физические или механические повреждения. Программа снимает воспалительные проявления, зуд, ускоряет процесс регенерации и способствует восстановлению иммунного барьера.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Здоровая кожа», «Стоп аллергия»).</p>
61	Отдых глазам	<p>Зрительный дискомфорт или утомляемость, быстро наступающие во время зрительной работы — Вам это знакомо? Особенно часто это чувство появляется во время работы глаз на близком расстоянии от предмета внимания. Продолжительная работа за компьютером; длительные поездки за рулём во время плохой видимости; профессиональная деятельность, требующая значительного напряжения глазных мышц; длительное чтение, особенно при плохом освещении; многочасовой просмотр телепередач. Все это приводит к утомлению глаз. Снять утомление глаз поможет программа «Отдых глазам».</p> <p>Применение: в любое время суток, по необходимости. Помимо использования программы желательно делать перерывы в работе и упражнения для глаз.</p>
62	Внимание	<p>Внимание обуславливает успешную ориентировку человека в окружающем мире и более полное усвоение изучаемого материала. Программа «Внимание» помогает сконцентрироваться в нужное время и добиться больших результатов в различных видах деятельности.</p> <p>Применение: по необходимости в любое время суток.</p>
63	Точный счет	<p>Программа «Точный счет» предназначена для помощи в развитии навыков счета. Уверенный счет, как и любой другой навык, приобретается путем тренировок. Применение программы во время таких тренировок (к примеру, разучивание таблицы умножения, решение математических задач) активизирует деятельность специфических областей головного мозга, снимает синдром неуверенности и таким образом способствует хорошему восприятию и запоминанию материала.</p> <p>Применение: по необходимости, в процессе изучения соответствующего материала.</p>
64	Быстрое чтение	<p>Сегодняшний мир предлагает нам гигантское количество информации и знаний из разных областей, которое нужно уметь быстро и эффективно усваивать. Но бывает, что психологические барьеры вызывают не только трудности при чтении как у детей, так и у взрослых, но могут стать причинами формирования эмоционального стресса при усвоении материала. Программа «Быстрое чтение» в сочетании с упражнениями помогает полностью избавиться от боязни чтения и усваивать материал в полной мере.</p> <p>Применение: по необходимости, в процессе изучения соответствующего материала.</p>
65	Кожа без морщин	<p>Появление морщинок на лице мы воспринимаем как признаки старения. Для устранения этой проблемы используются разные способы: массаж, маски, кремы и т.д. Для усиления действия этих средств и предупреждения появления новых морщинок воспользуйтесь программой «Кожа без морщин». Она помогает решить проблему ослабления коллагеновых столбов, основной причины образования морщин.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, далее 2-3 раза в неделю. Желательно сочетание с программой «Тонус лица».</p>
66	Тонус лица	<p>Для ежедневного ухода за кожей лица требуются препараты с активным действием, направленным на улучшение цвета лица, глубокое увлажнение и тонизирование. Регулярное применение программы «Тонус лица» восстанавливает естественные процессы регенерации клеток, препятствует дальнейшему увяданию кожи, а также устраняет мелкие морщинки и разглаживает более глубокие. Кроме того, программа дает энергию всему организму, которая позволит противостоять отрицательному влиянию окружающей среды.</p> <p>Применение: ежедневно в утреннее или дневное время в течение месяца, далее 2-3 раза в неделю. Желательно сочетание с программой «Кожа без морщин».</p>

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ DEVITA RITM

Название программы	На что направлена	Состав автомата	Время работы
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимает нервное напряжение, усиливает защитные функции организма. Составлены в соответствии с су-точной биологической активностью органов.	Активная защита, Кровообращение регуляция, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение, Гормоны в норме, 7 чакр	5:21
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Иммунная защита, Клеточное дыхание, Вегетативная регуляция, Кишечник без проблем	8:03
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Составлены в соответствии с суточной биологической активностью органов	Активная защита, Кровообращение регуляция, Кишечник без проблем, Чистые почки, Чистая лимфа, Гормоны в норме	14:10
Высокий тонус автомат	Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.	Иммунная защита, Клеточное дыхание, Здоровые почки	6:20
Здоровый метаболизм автомат	Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.	Вегетативная регуляция, Кишечник без проблем, Здоровые почки	6:00
Без отравлений автомат	Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы.	Детоксикация, Кишечник без проблем	2:26
Давление в норме автомат	Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.	Здоровое сердце, Клеточное дыхание, Здоровые почки	6:07
Здоровый сон автомат	Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.	Нервное равновесие, Здоровый сон	3:06
Суставы без боли автомат	Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.	Суставы без боли, Суставы без воспаления	3:06
Здоровые суставы автомат	Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артриты, артрозы, тугоподвижность.	Суставы без боли, Суставы без воспаления, Здоровые суставы	5:22

Здоровье кожи и волос автомат	Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосных фолликул и лонга ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.	Красивая кожа, Красивые волосы и ногти	3:36
Без простуды автомат	Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.	Антипростуда, Дыши легко	3:31
Мужское здоровье автомат	Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.	Мужское здоровье, Без простатита	3:31
Стоп подагра автомат	Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, P. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.	Здоровые суставы, Обмен веществ в норме, Здоровые почки	6:07
Активное восстановление автомат	Программа способствует восстановлению после перенесенных инфекционных заболеваний. Нормализует функции нервной системы, улучшает кровообращение, помогает восстановить кроветворную функцию, укрепить сосуды, уменьшить такие проявления как бессонница, тревожность. Применение: ежедневно в течение месяца после перенесенных инфекций, совмещая с программами «Восстановление кровоснабжения» на DeVita Ritm и «Крепкий сон автомат» на DeVita AP.	Восстановление после инфекции, Восстановление кровоснабжения	6:22
Желудок + автомат	Программа помогает уменьшить болевые ощущения, восстановить слизистую, нормализовать работу желудка и кишечника, в том числе pH баланс. Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Здоровый желудок» на DeVita AP и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем» на DeVita Ritm. С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.	Здоровый желудок Желудок и кишечник	4:52
Без дисбактериоза автомат	Программа уменьшает спазмы и болевые проявления, улучшает перистальтику, способствует восстановлению слизистой кишечника. Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).	Желудок и кишечник Кишечник в норме	4:27
Здоровый кишечник автомат	Программа улучшает моторику кишечника, способствуя лучшей эвакуации содержимого, помогает в восстановлении слизистой, улучшает кровоснабжение данной области, уменьшает болевые ощущения. Применение: ежедневно 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).	Кишечник в норме Без запора	4:12

Здоровый позвоночник автомат	<p>Программа способствует ослаблению болевых ощущений и снятию мышечного спазма, улучшает состояние связочного аппарата, восстанавливает обменные процессы в тканях, повышает эластичность мышечных волокон.</p> <p>Применение: ежедневно до момента восстановления, сочетая с программой «Суставы без воспаления» на DeVita Ritm и «Здоровая спина автомат» на DeVita AP. Желательно применять соответствующие упражнения для укрепления мышечного каркаса.</p>	Здоровый позвоночник Мышцы без боли	4:07
День (ребенок) автомат	<p>Программа усиливает защитные функции организма, снимает нервное напряжение, улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса.</p> <p>Применение: ежедневно в утреннее или дневное время.</p>	Активная защита, Кровообращение регуляция, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение	3:40

ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММ DEVITA RITM

DeVita Ritm (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Активная защита	При физических и психологических нагрузках, снижении работоспособности, внимательности, тонуса, при хронической усталости и раздражительности, при ежедневной работе с бытовой и компьютерной техникой. Для снятия биоэнергетической нагрузки при работе с людьми.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый	В течение часа	1 месяц
Кровообращение регуляция	Нарушение микроциркуляции крови (кровоснабжение органов), недостаток кислорода в крови, головные боли, нарушение артериального давления, тонуса сосудистой стенки.	Снимающий спазмы Поддерживающий тонус Сосудорасширяющий Нормализующий АД	В течение часа	1 месяц
Пищеварение	Переедание, тяжесть в желудке, изжога, вздутие.	Снимающий спазмы Противовоспалительный Кислотонормализующий	В течение часа	1 месяц
Детоксикация	Высокие физические нагрузки, неправильное питание, отравление, боли в правом подреберье, употребление алкоголя.	Антитоксический Защищающий печень Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение часа	1 месяц
Антистресс	Стрессы, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
7 чакр	Хроническая усталость, головные боли, снижение иммунитета, высокие физические и психологические нагрузки.	Тонизирующий Гормонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1 месяц
Гормоны в норме	При нарушениях полового созревания у подростков с 12-и лет, после проведенных оперативных вмешательств, при гормональных сбоях, при дисфункции репродуктивной системы у мужчин и женщин.	Нормализующий гормональный фон	В течение месяца	6 месяцев
Чистые почки	Воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, отечность.	Улучшающий вывод мочи Противоотечный Противовоспалительный	В течение дня	1-2 месяца
Чистая лимфа	Нарушение работы лимфатической системы, отечность, интоксикация, нарушение клеточного метаболизма, нарушение артериального давления, снижение иммунитета, кожные заболевания.	Лимфодренажный Противоотечный Антитоксический Иммуностабилизирующий	В течение дня	1 месяц
Здоровое зрение	Снижение тонуса мышц глаз, нарушения зрения, зрительное утомление. Предупреждение нарушения зрения при длительной работе с компьютерной техникой или текстами на бумажных носителях.	Корректирующий Тонизирующий Укрепляющий	В течение дня	1-3 месяца
Женская сексуальность	Снижение либидо, повышенная эмоциональная возбудимость, склонность к нервным перевозбуждениям.	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца

Мужская сексуальность	Повышенные стрессовые нагрузки, возбудимость нервной системы, снижение потенции, боязнь «неудачи».	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп травмы	Любые травмы костей, хрящевой и мягкой тканей, связочного аппарата: переломы, ушибы, вывихи, порезы. После оперативных вмешательств.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Регенерирующий	В течение часа	1 месяц
Предтреник	Используется до физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий	В течение часа	1 месяц
Тренировка	Используется во время физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий Регулирующий	В течение часа	1 месяц
Здоровое сердце	Расстройство функциональной деятельности сердца, нарушение ритма сердца, нарушение артериального давления, высокие стрессовые нагрузки.	Снимающий спазмы Нормализующий АД Тонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Сердечный ритм в норме	Нарушения ритма сердца: тахикардия, аритмия, в том числе дыхательная и мерцательная.	Снимающий спазмы Нормализующий ритм	В течение часа	1-2 месяца
Антипростуда	Заболевания верхних дыхательных путей. Аллергия, сопровождающаяся отеком носоглотки, слезоточивостью.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилизирующий	В течение часа	В течение месяца
Дыши легко	Заболевания нижних отделов дыхательной системы. Аллергия. Спазмы бронхолегочной системы различного происхождения.	Противовоспалительный Снимающий спазмы Сосудорасширяющий	В течение часа	1 месяц
Женское здоровье	Дисфункция и воспалительные процессы репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омлаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Мужское здоровье	Предупреждение дисфункций репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омлаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Здоровый сон	Бессонница, нарушение фаз сна, повышенная нервная возбудимость.	Антидепрессивный Успокаивающий Нормализующий сон	В течение дня	1 месяц
Хорошее настроение	Депрессия, раздражительность, психоэмоциональные нагрузки, утомляемость.	Антидепрессивный Регулирующий настроение	В течение дня	1 месяц
Суставы без боли	Воспаления и болевые ощущения опорно-двигательного аппарата (суставы, мышцы, позвоночник), высокие физические нагрузки, в том числе занятия спортом.	Обезболивающий Регулирующий	В течение дня	1 месяц
Суставы без воспаления	Воспаления опорно-двигательного аппарата, отеки, травмы, при высоких физических нагрузках, в том числе занятиях спортом.	Противовоспалительный Противоотечный Регулирующий	В течение дня	1 месяц

Кишечник без проблем	Боль, тошнота, вздутие, дисбактериоз, сниженный тонус кишечника, желчного пузыря, нарушение слизистой желудка и 12-й перстной кишки, работы печени.	Снимающий спазмы Обезболивающий Улучшающий отток желчи Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный	В течение дня	6-12 месяцев
Обмен веществ в норме	Дисфункции щитовидной и поджелудочной желез, расстройства ЖКТ, отечность, нарушение усвоения К, Са, Mg, Na, кислотно-щелочного равновесия.	Регулирующий Гармонизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Красивая кожа	Снижение барьерной функции кожи и клеточного метаболизма. Акне, сухость или излишняя жирность кожи, облегчение состояния при псориазе и витилиго.	Регулирующий иммунную и барьерную ф-ии кожи Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Красивые волосы и ногти	Выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей. Сухая и жирная себорея.	Регулирующий функцию кожных желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Без аллергенов	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), отечность верхних дыхательных путей.	Антигистаминный Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	В течение дня	1-2 месяца
Иммунная защита	При снижении иммунной защиты, повышенных физических и умственных нагрузках.	Иммуностабилизирующий Противовоспалительный	В течение месяца	Месяц
Здоровые почки	При нарушении обменных процессов, связанных с выводом некоторых кислот и солей, нарушении функциональной активности почек (образование камней в почках, отложение солей в суставах, повышенное артериальное давление).	Улучшающий вывод мочи Противоотечный	В течение дня	1-2 месяца
Клеточное дыхание	При головных болях, проблемах с сосудами головы, вялости, сонливости, недостатке кислорода в крови, малоподвижном образе жизни. Для жителей крупных городов.	Снимающий спазмы Сосудорасширяющий Нормализующий Насыщающий кислородом	В течение дня	1-2 месяца
Вегетативное равновесие	При выполнении тяжелой работы, психологическом стрессе, нарушении баланса ВНС.	Регулирующий	В течение дня	1-2 месяца
Антиварикоз	Снижение тонуса венозной стенки, застой в венах нижних конечностей	Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Голова без боли	При спазмах сосудов головного мозга, напряженной умственной работе, нестабильности артериального давления, нарушении микроциркуляции крови в области головы.	Обезболивающий Снимающий спазмы	В течение часа	1-2 месяца
Сахар в норме	При дисфункции поджелудочной железы, связанной с увеличением концентрации сахара в крови.	Регулирующий Нормализующий	В течение дня	6-12 месяцев

Здоровые суставы	Воспалительные изменения оболочки суставов и околосуставных тканей, переохлаждение. Физическая перегрузка суставов профессионального, бытового или спортивного характера. Травмы суставов.	Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение часа	3-6 месяцев
Без простатита	При дисфункции предстательной железы, снижении функциональной активности яичек, нарушении мочеиспускания. При нерегулярных половых связях.	Противовоспалительный Регулирующий функцию	2-3 дня	6-12 месяцев
После тренировки	В посттренировочный период. Для снятия общего дискомфорта, головных болей, вялости, сонливости, раздражительности, уменьшения концентрации молочной кислоты, нормализации дыхательных процессов.	Регулирующий Восстанавливающий энергию, Снимающий спазмы, Антитоксический	В течение часа	1 месяц
Оперативная память+	При снижении скорости запоминания, концентрации внимания, длительности хранения информации.	Стимулирующий	5-7 дней	1 месяц
Нервное равновесие	Стрессы, раздражительность, эмоциональная нестабильность, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
Нервная система общая	При выявленных функциональных проблемах нервной системы, нарушении целостности ткани и связи между отделами ЦНС, приводящих к нарушению психологической устойчивости.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Регулирующий, Антистрессовый	В течение месяца	3-4 месяца
Здоровые уши	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления. Также при снижении слуха.	Регулирующий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Горло без проблем	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный	1-2 дня	В течение месяца
Крепкие зубы	При кровоточивости, рыхлости десен, нарушении целостности слизистых (бытовые микротравмы, стоматологические процедуры)	Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий микроциркуляцию	5-7 дней	В течение месяца
Поджелудочная в норме	При нарушении внешне секреторной (пищеварительной) или внутри секреторной (эндокринной) функций железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев
Здоровая щитовидка	При нарушении обменных процессов, связанных с функциональным дисбалансом железа.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев
Восстановление нервов	При нарушении кожной чувствительности и снижении подвижности конечностей после травм.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Регулирующий	1 месяц	3-4 месяца

Восстановление после инфекции	После перенесенных инфекционных заболеваний.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	3-4 месяца
Восстановление кровоснабжения	После перенесенных инфекционных заболеваний, травм и др.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий микроциркуляцию	1 месяц	1-2 месяца
Здоровый желудок	При неприятных ощущениях в области желудка: боли, отрыжке, изжоге, тошноте и др.	Обезболивающий, Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий	В течение дня	1-2 месяца
Здоровый позвоночник	При боли в области спины и усталости, связанных с функциональными нарушениями, переохлаждении, поднятии тяжестей, длительной работе в неудобной позе.	Обезболивающий, Противовоспалительный, Регулирующий	В течение дня	3-4 месяца
Мышцы без боли	При активной физической нагрузке, травмах, инфекционных заболеваниях, долгом нахождении в статическом положении.	Обезболивающий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный	В течение дня	3-4 месяца
Стоп астма	Различные виды аллергии, сопровождающиеся кашлем.	Противовоспалительный, Снимающий спазмы, Сосудорасширяющий	В течение часа	1 месяц
Желудок и кишечник	При неправильном питании, проблемах с желудком и 12-и перстной кишкой, наличием боли, тяжести, горькой отрыжки.	Обезболивающий, Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий	В течение дня	1-2 месяца
Кишечник в норме	При неправильном образе жизни, нарушении микрофлоры и перистальтики кишечника.	Снимающий спазмы, Обезболивающий, Противовоспалительный, Нормализующий моторику, Противоотечный	1 месяц	6-12 месяцев
Без запора	При нарушении процесса дефекации, в следствие неправильного питания, длительного нахождения в статическом положении, медикаментозной терапии и др.	Обезболивающий, Противовоспалительный, Нормализующий моторику	1 неделя	6-12 месяцев
Стоп боль (голова)	Головные боли различного происхождения.	Обезболивающий, Снимающий спазмы	В течение часа	1-2 месяца
Здоровая кожа	Покраснение, зуд, раздражение, повреждение целостности кожного покрова.	Противовоспалительный, Регулирующий, Нормализующий питание клеток, Регенерирующий	1 неделя	1 месяц
Отдых глазам	При выполнении работы, требующей активного напряжения зрения, длительной работе за компьютером, чтении, вождении автомобиля.	Тонизирующий, Укрепляющий	В течение часа	1 месяц
Внимание	При невозможности сконцентрироваться для выполнения какой-либо задачи.	Стимулирующий	В течение часа	1 месяц
Точный счет	При наличии трудностей в выполнении арифметических вычислений.	Стимулирующий	В течение месяца	3-4 месяца
Быстрое чтение	При наличии трудностей, связанных с чтением, заучиванием стихов и т.д.	Стимулирующий	В течение месяца	3-4 месяца

Омоложение	При появлении признаков увядания кожи, снижении процессов регенерации.	Регенерирующий, Нормализующий питание клеток, Регулирующий	В течение месяца	3-6 месяцев
Кожа без морщин	При появлении мелких морщинок на лице и для усиления действия средств по уходу за кожей лица.	Регенерирующий, Укрепляющий	1 неделя	1 месяц
Тонус лица	При снижении тургора кожи, появлении морщинок.	Тонизирующий, Противоотечный, Укрепляющий	1 неделя	1 месяц

DeVita Ritm (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма.	Иммуностабилзирующий Энергодающий Антистрессовый Антитоксический Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Противовоспалительный Иммуностабилзирующий Снимающий спазмы Противоотечный	5-7 дней	1 месяц
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Учтена суточная биологическая активность органов.	Энергодающий Антитоксический Противоотечный Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Высокий тонус автомат	Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.	Противовоспалительный, Улучшающий вывод мочи, Противоотечный, Иммуностабилзирующий	В течение месяца	6-12 месяцев
Здоровый метаболизм автомат	Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.	Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный, Регулирующий аппетит	В течение месяца	6-12 месяцев
Без отравлений автомат	Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы	Антитоксический Защищающий печен Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение дня	5-7 дней

Давление в норме автомат	Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.	Нормализующий АД Снимающий спазмы Улучшающий вывод мочи	В течение дня	1 месяц
Здоровый сон автомат	Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.	Антистрессовый Успокаивающий	В течение 1-2 часов	1 месяц
Здоровые суставы автомат	Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артрита, артрозы, тугоподвижность.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный Регулирующий Поддерживающий функцию	В течение дня	3-6 месяцев
Суставы без боли автомат	Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.	Противовоспалительный Противоотечный, Обезболивающий	В течение 2-3 часов	1 месяц
Здоровье кожи и волос автомат	Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосных фолликул и ложа ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.	Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи, функцию желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Без простуды автомат	Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилзирующий Снимающий спазмы	1-2 часа	1 месяц
Мужское здоровье автомат	Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормонорегулирующий Омолаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп подагра автомат	Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный, Улучшающий вывод мочи, Регулирующий солевой обмен	1-2 дня	3-6 месяцев

Активное восстановление автомат	Помогает быстрее восстановиться после перенесенных инфекционных заболеваний	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	3-4 месяца
Желудок + автомат	Восстанавливает работу желудка и 12-и перстной кишки, снимет воспаление, активирует процесс регенерации слизистой.	Обезболивающий, Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий	В течение дня	2-3 месяца
Без дисбактериоза автомат	Улучшает работу кишечника, уменьшает боль и спазмы.	Снимающий спазмы Обезболивающий Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный	1 месяц	6-12 месяцев
Здоровый кишечник автомат	Нормализует моторику кишечника, способствует лучшей эвакуации содержимого, активирует процесс регенерации слизистой.	Обезболивающий Противовоспалительный Нормализующий моторику	1 неделя	6-12 месяцев
Здоровый позвоночник автомат	Улучшает состояние связочного аппарата, повышает эластичность мышечных волокон, облегчает движение, снимает усталость.	Обезболивающий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный	В течение дня	3-4 месяца
День (ребенок) автомат	Усиливает защитные функции организма, снимает нервное напряжение, способствует правильному распределению энергетического баланса.	Иммуностабилзирующий Энергодающий Антистрессовый Антитоксический	1 неделя	1 месяц

Комплексное применение всех трех устройств DeVita — это залог здоровой и активной жизни. Только применяя все устройства, ваш организм будет полностью очищаться от токсинов, органы станут функционировать гармонично и слаженно, а вы почувствуете бодрость и прилив сил.

А необходимое клеточное питание наладит процессы жизнедеятельности.

Совместное применение технологий и напитков, произведенных компанией DEHolding – это ключ к здоровью и долголетию.

WWW.DEHOLDING.INFO